

Höga-Derm Silikofix® beige

Steriler Wundverband
mit moderner Silikonbeschichtung
für ein sanftes Entfernen

steril

- für extrem empfindliche Haut
- für Babys geeignet
- für reife und dünne Haut
- nicht verklebende Wundauflage

3,8 x 3,8 cm

50 Stück

höga

Höga-Derm Silikofix® beige

Gebrauchsanweisung: Die zu behandelnde Stelle sorgfältig reinigen und trocknen. Das Pflaster aus der Verpackung nehmen und die Schutzfolie entfernen. Pflaster anbringen und einige Sekunden anpressen, um ein einwandfreies Anheften zu erzielen. Einzel steril verpackt. Steril, wenn Einzelpackungen ungeöffnet und unbeschädigt.

Material: weicher Vliesstoff, mit medizinischem Silikonkleber, dadurch lässt sich der Wundverband dementsprechend schmerzarm entfernen.

Eigenschaften: hypoallergen, atmungsaktiv, latexfrei, elastisch, zur postoperativen Wundversorgung

Originalgröße des Pflasters

3,8 cm

3,8 cm

HÖGA-PHARM • Gutmaninger Str. 17 • D-93413 Cham

höga

saugfähiges Wundkissen aus Viskose/Polyester

Größe der Wundauflage 2 x 2 cm

medizinischer Silikonkleber

weicher Vliesstoff

nicht verklebende Wundauflage

höga

Höga-Derm Silikofix® beige

Steriler Wundverband
mit moderner Silikonbeschichtung
für ein sanftes Entfernen

steril

- für extrem empfindliche Haut
- für Babys geeignet
- für reife und dünne Haut
- nicht verklebende Wundauflage

3,8 x 3,8 cm

50 Stück

höga

PZN-20019094

4 017949 012199

CE0197

REF 20019094 **STERILEEO**

Trocken bei -10 bis 45°C vor Licht geschützt lagern

Yafho Bio-Technology Co., Ltd., Junfeng Rd., Huangpu District, Guangzhou 510760 Guangdong, CN

EU REP Lotus NL B.V. Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands

IMPORTEUR-VERTRIEBER: HÖGA-PHARM, Gutmaninger Str. 17, 93413 Cham, Germany Rev. 07-2025

250801

LOT 250801

300731

UDI (011)6953631009861 (10)250801 (17)300731 (11)250801

www.hoega.de

9.8cm