

## **HYDROCOLL CLASS 7.5X7.5CM**

### **HYDROCOLL Classic Wundverband 7,5x7,5 cm**

PZN: 20403651

Inhalt: 10 St

Hersteller: Kohlpharma GmbH

#### **Zweckbestimmung**

Hydrocoll Classic ist für das Wundmanagement von nicht bis mittelstark exsudierenden Wunden bestimmt, einschließlich Hautverletzungen mit geschädigter Epidermis oder Dermis, wie z. B. Dekubitus, Beinulkus, Entnahmestellen nach Gewebetransplantationen, postoperative Wunden und Hautabschürfungen. Hydrocoll Classic ist für eine große Bandbreite von nicht bis mittelstark exsudierenden chronischen und akuten Wunden bestimmt, wie z. B. Dekubitus, Beinulkus, Entnahmestellen nach Gewebetransplantationen, postoperative Wunden und Hautabschürfungen. Hydrocoll Classic Thin ist für das Wundmanagement von nicht bis schwach exsudierenden Wunden bestimmt, einschließlich Hautverletzungen mit geschädigter Epidermis oder Dermis, wie z. B. Entnahmestellen nach Gewebetransplantationen, postoperative Wunden und Hautabschürfungen. Hydrocoll Classic Thin ist für eine große Bandbreite von nicht bis schwach exsudierenden akuten Wunden bestimmt, wie z. B. Entnahmestellen nach Gewebetransplantationen, postoperative Wunden und Hautabschürfungen. Hydrocoll Classic ist für die kurzzeitige Verwendung bestimmt (Einsatzzeit des einzelnen Produkts zum Einmalgebrauch bis zu 7 Tage, Einsatzzeit in Summe bis zu 28 Tage). Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch durch qualifiziertes Fachpersonal.

#### **Zusammensetzung**

Trägermaterial: Transparenter, atmungsaktiver Polyurethanfilm. Hydrocolloid - Matrix: Das hydrokolloidale System besteht aus synthetischem Elastomer, Parafinöl, Klebkraftvermittler und Natrium-Carboxymethylzellulose. Das Material enthält keine Bestandteile tierischen Ursprungs.  
Abdeckpapier: Weißes Papier