

## **NASEN RACHEN TAMP KL 35009**

### **NASEN RACHEN TAMPONADE klein 35009**

PZN: 00185637

Inhalt: 10 St

Hersteller: Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH

#### **Zweckbestimmung**

Nasen-Rachen-Tamponaden nehmen, meist postoperativ eingesetzt, Blut und Wundsekret im hinteren Nasen- Rachenbereich auf. Nasen-Rachen-Tamponaden werden in der Regel kurzzeitig angewendet. Nasen-Rachen Tamponaden nach Bellocq dienen zur Stillung von Blutungen in der Nasenhöhle (Cavum nasi), vor allem wenn die Blutungsquelle im hinteren Bereich liegt und durch eine vordere Nasentamponade nicht zum Stillstand gebracht werden kann. Bellocq-Tamponaden besitzen mindestens 3 Fäden, wobei 2 zur Positionierung und einer als Rückhaltefaden dient.

#### **Zusammensetzung**

Das Außenmaterial besteht aus 100% gebleichter Baumwolle. Die innere Füllung besteht aus 67% Baumwolle und 33% Viskose. Der Röntgenkontraststreifen besteht aus PVC (18%), Bariumsulfat (62 %), Plastifizierungsmittel (15%), Gleitadditiv (1%), Chelant (0,5%), Stabilisierer (1%), epoxidiertes soybean oil (1,5%). Die Haltefäden bestehen aus PES. Die Dentalrollen bestehen aus gebleichter Baumwolle und Zellulose.