

NASEN RACHEN TAMP GR 35011

NASEN RACHEN TAMPONADE groß 35011

PZN: 00185666

Inhalt: 10 St

Hersteller: Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH

Zweckbestimmung

Nasen-Rachen-Tamponaden nehmen, meist postoperativ eingesetzt, Blut und Wundsekret im hinteren Nasen- Rachenbereich auf. Nasen-Rachen-Tamponaden werden in der Regel kurzzeitig angewendet. Nasen-Rachen Tamponaden nach Bellocq dienen zur Stillung von Blutungen in der Nasenhöhle (Cavum nasi), vor allem wenn die Blutungsquelle im hinteren Bereich liegt und durch eine vordere Nasentamponade nicht zum Stillstand gebracht werden kann. Bellocq-Tamponaden besitzen mindestens 3 Fäden, wobei 2 zur Positionierung und einer als Rückhaltefaden dient.

Zusammensetzung

Das Außenmaterial besteht aus 100% gebleichter Baumwolle. Die innere Füllung besteht aus 67% Baumwolle und 33% Viskose. Der Röntgenkontraststreifen besteht aus PVC (18%), Bariumsulfat (62%), Plastifizierungsmittel (15%), Gleitadditiv (1%), Chelant (0,5%), Stabilisierer (1%), epoxidiertes soybean oil (1,5%). Die Haltefäden bestehen aus PES. Die Dentalrollen bestehen aus gebleichter Baumwolle und Zellulose.