

## VENENVERWEILKANÜLE MIT UND OHNE INJEKTIONSVENTIL: VIEL KOMFORT FÜR MEDI- ZINISCHES PERSONAL UND PATIENTEN

ANÄSTHESIE  
INTENSIVMEDIZIN

Die bewährten KLINIJECT® Venenverweilkanülen von KLINIKA Medical sind in zwei Versionen verfügbar:

### KLINIJECT®

Version ohne Injektionsventil

### KLINIJECT-V®

Version mit Injektionsventil

#### DIE VORTEILE:

##### → Atraumatische, schmerzarme Punktion

mit geringem Kraftaufwand durch ultrascharfen Schliff der Stahlkanüle und spezielle Spitzenanformung des Kapillars. Sortiment für Neonatologie und Pädiatrie durch Verfügbarkeit der Versionen G24 und G26.

##### → Transparentes Kapillar

Das bewährte Kapillar ermöglicht durch seine hohe Transparenz die schnelle Visualisierung des Punktionserfolges.

##### → Röntgenkontraststreifen

Drei eingebettete Röntgenkontraststreifen ermöglichen eine genaue Lagekontrolle des Katheters im Blutgefäß. Des Weiteren können iatrogen abgescherte Kapillarteile röntgenologisch lokalisiert werden.

##### → Sichere Ein-Hand-Führung

durch optimale Kombination von Griffplatte, Fixierflügel und Zuspitzmöglichkeit (Version KLINIJECT-V®).

##### → Integriertes Injektionsventil

zur kostenminimierenden und hygienischen Zusatzmedikation. (Version KLINIJECT-V®).

##### → 18-G-Kurzkanüle

Der 32 mm kurze Katheter zur optimalen Punktion der Handrückenvenen. Durch die kurze Ausführung des Kapillars im Vergleich zur Standardversion 18G (Länge 45 mm) wird erreicht, dass die Katheterspitze außerhalb des Gelenkbereiches bleibt.

##### → Sortiment für Neonatologie und Pädiatrie

durch Verfügbarkeit der Versionen G24 und G26 in allen zwei Versionen.

##### → Farbkodierte Luer Lock Mandrins

zum sicheren Verschluss der KLINIJECT-V® Venenverweilkanüle bei längeren Infusionsunterbrechungen. Verhinderung einer Thrombenbildung und Stabilisierung des Kapillars während der infusionsfreien Nachtruhe. Daneben minimiert die atraumatische Spitzenanformung des Mandrins die Gefahr von Intima-Verletzungen.

**Atraumatische Punktion durch ultrascharfen Schliff und optimalen, stufenlosen Übergang von der Stahlkanüle zum Kapillar.**



KLINIJECT® Venenverweilkanüle ohne Injektionsventil

| Farbcode | Gauge | Außen Ø mm | Länge mm | Artikel-Nr. | VE* |
|----------|-------|------------|----------|-------------|-----|
| Orange   | 14    | 2,0        | 45       | 2141756     | 500 |
| Grau     | 16    | 1,8        | 45       | 2161656     | 500 |
| Weiss    | 17    | 1,5        | 45       | 2171556     | 500 |
| Grün     | 18    | 1,3        | 45       | 2181456     | 500 |
| Rosa     | 20    | 1,0        | 32       | 2201356     | 500 |
| Blau     | 22    | 0,9        | 25       | 2221256     | 500 |
| Gelb     | 24    | 0,7        | 19       | 2241156     | 500 |
| Lila     | 26    | 0,6        | 19       | 2261056     | 500 |

\*VE: 50 Stück pro Originalkarton; 500 Stück pro Versandkarton

KLINIJECT® Venenverweilkanüle mit Injektionsventil

| Farbcode  | Gauge | Außen Ø mm | Länge mm | Artikel-Nr. | VE* |
|-----------|-------|------------|----------|-------------|-----|
| Orange    | 14    | 2,0        | 45       | 1141706     | 500 |
| Grau      | 16    | 1,8        | 45       | 1161606     | 500 |
| Weiss     | 17    | 1,5        | 45       | 1171506     | 500 |
| Grün      | 18    | 1,3        | 45       | 1181406     | 500 |
| Grün kurz | 18    | 1,3        | 32       | 1181806     | 500 |
| Rosa      | 20    | 1,0        | 32       | 1201306     | 500 |
| Blau      | 22    | 0,9        | 25       | 1221206     | 500 |
| Gelb      | 24    | 0,7        | 19       | 1241106     | 500 |
| Lila      | 26    | 0,6        | 19       | 1261006     | 500 |

\*VE: 50 Stück pro Originalkarton; 500 Stück pro Versandkarton

Mandarin für KLINIJECT® Venenverweilkanüle mit Injektionsventil

| Farbcode  | Gauge | Artikel-Nr. für KLINIJECT<br>ohne Injektionsventil | Artikel-Nr.für KLINIJECT<br>mit Injektionsventil | VE* |
|-----------|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| Orange    | 14    | 2140756                                            | 1140706                                          | 500 |
| Grau      | 16    | 2160656                                            | 1160606                                          | 500 |
| Weiss     | 17    | 2170556                                            | 1170506                                          | 500 |
| Grün      | 18    | 2180456                                            | 1180406                                          | 500 |
| Grün kurz | 18    | -                                                  | 1180806                                          | 500 |
| Rosa      | 20    | 2200356                                            | 1200306                                          | 500 |
| Blau      | 22    | 2220256                                            | 1220206                                          | 500 |
| Gelb      | 24    | 2240156                                            | 1240106                                          | 500 |
| Lila      | 26    | -                                                  | -                                                | -   |

\*VE: 50 Stück pro Originalkarton; 500 Stück pro Versandkarton

**HINWEIS:** Die KLINIJECT® Venenverweilkanüle ist ein Einwegprodukt und nur zur einmaligen Anwendung vorgesehen.  
 Nach Gebrauch nicht wieder verwenden: Infektionsgefahr und Verfälschung der Untersuchungsergebnisse!  
 Achtung: Körperflüssigkeiten können infektiös sein!