

Delta Terry-Net™ S synthetischer Frotteeschlauch

Der synthetische Frotteeschlauch auch mit Daumeneinschluss.

Produkt

Schlauchverbände dienen als Polstermaterial unter synthetischen Starr- und Stützverbänden und sollen die Haut vor den Einwirkungen des harten Castmaterials schützen. Ihr bauschiges Material muss außerdem so beschaffen sein, dass die Haut die oft einige Wochen dauernde Behandlung schadlos übersteht. Der Delta Terry-Net™ S ist ein synthetischer Frotteeschlauch, der hautfreundlich, feuchtigkeitsabweisend und elastisch ist. Er verfügt über eine faltenfreie Passform und ist einfach und schnell in der Handhabung. Er ist auch mit Daumeneinschluss erhältlich und bietet einen hohen Tragekomfort für den Patienten.

Der Delta Terry-Net™ S synthetische Frotteeschlauch besteht aus 95 % Polyester, 3 % Nylon und 2 % Spandex.



Delta Terry-Net™ S mit Daumeneinschluss.



Synthetischer Frotteeschlauch zur Unterpolsterung von synthetischen Starr- und Stützverbänden.

Anwendung

- Unterpolsterung von synthetischen Starr- und Stützverbänden jeder Art und Größe
- Abpolsterung von Schienen
- Unterzug für die funktionelle Casttherapie (FCT)

Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
7230600	13,50 m x 5,0 cm	1	1/2	00855813
7230601	13,50 m x 7,5 cm	1	1/2	00855919
7230602	13,50 m x 10,0 cm	1	1/2	00855925
7230603	13,50 m x 12,5 cm	1	1/1	00855954
7230604	13,50 m x 15,0 cm	1	1/1	00855960
mit Daumeneinschluss				
7230800	38 cm x 7,6 cm	10	1/18	02176157
7230801	46 cm x 7,6 cm	10	1/18	02176387
7230802	38 cm x 5,0 cm	10	1/18	02176111
7230803	46 cm x 5,0 cm	10	1/18	02176134

Delta Terry-Net™ C Frotteeschlauch aus Baumwolle

Der Frotteeschlauch aus Baumwolle.

Produkt

Schlauchverbände dienen als Polstermaterial unter synthetischen Starr- und Stützverbänden und sollen die Haut vor den Einwirkungen des harten Castmaterials schützen. Das Material muss außerdem so beschaffen sein, dass die Haut die oftmals einige Wochen dauernde Behandlung schadlos übersteht. Delta Terry-Net™ C wird aus hochwertigem, elastischem und hautfreundlichem Baumwollmaterial hergestellt. Es verfügt über eine optimale Passform und bietet für den Patienten einen hohen Tragekomfort. Mit Delta Terry-Net™ C ist ein faltenfreies Anlegen möglich. Der Schlauchverband ist einfach und schnell in der Handhabung.

Delta Terry-Net™ C besteht aus 100 % Baumwolle.



Zum Unterpolstern von synthetischen Starr- und Stützverbänden.

Anwendung

- Unterpolsterung von synthetischen Starr- und Stützverbänden jeder Art und Größe
- Abpolsterung von Schienen
- Unterzug für die funktionelle Casttherapie (FCT)

Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
7230500	13,5 m x 5,0 cm	1/2	00855428
7230501	13,5 m x 7,5 cm	1/2	00855434
7230502	13,5 m x 10,0 cm	1/2	00855440
7230503	13,5 m x 12,5 cm	1/1	00855799
7230504	13,5 m x 15,0 cm	1/1	00855807