

Artistep® S

Die Gehsohle mit rutschfestem Spezialprofil für den Cast- und Gipsverband.

**Produkt**  
Artistep® S, die Gehsohle für Starr- und Stützverbände, ist die konsequente Weiterentwicklung einer Gehhilfe für Patienten mit einem Gehgips. Die rutschfeste Gehsohle trägt wesentlich dazu bei, das Sicherheitsgefühl von Patienten mit Gehgips zu erhöhen. Artistep® S ist schnell und einfach an- und auszuziehen. Drei stabile Klettbänder gewährleisten bestmögliche Fixierung und einen rutschfesten Sitz des Gehschuhs am Stützverband. Durch sechs verschiedene Größen (Standardgrößen S, M, L und XL und Kindergrößen P und XS) verfügt Artistep® S über eine optimale Passform. Artistep® S kann links oder rechts getragen werden.

Artistep® S besteht aus Nylon, Polyethylen, PVC und einem thermoplastischen Gummi.



Artistep® S sorgt für mehr Sicherheit durch die patentierte Laufsohle mit rutschfestem Spezialprofil.



Das flexible Material der Artistep® S ist wasser- und schmutzabweisend.

- Anwendung**
- Gehhilfe für Patienten mit Ober- oder Unterschenkelverband, geeignet für synthetische Castverbände sowie Naturgipsverbände

Anwendungsdauer: einige Tage bis mehrere Wochen

**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

| Best.-Nr. | Größe/Schuhgröße | Verp.-Einheit | PZN      |
|-----------|------------------|---------------|----------|
| 4556400   | P (25–30)        | 1/10          | 00948905 |
| 4556500   | XS (31–34)       | 1/10          | 00948911 |
| 4556600   | S (35–38)        | 1/10          | 00948928 |
| 4556700   | M (39–41)        | 1/10          | 00948934 |
| 4556800   | L (42–43)        | 1/10          | 00948940 |
| 4556900   | XL (44–47)       | 1/10          | 00948957 |

Dynasol®

Die anatomische Gehhilfe mit sicherem Sitz.

**Produkt**  
Die anatomische Gehsohle Dynasol® mit nachstellbarer Fixierung eignet sich für alle Arten von Gehverbänden wie synthetische oder Naturgips-Stützverbände. Die hoch umschließende Fersenkappe gewährleistet einen sicheren Sitz und eine optimale Anpassung. Dynasol® ist waschbar, in sechs Größen erhältlich und deshalb für alle Schuhgrößen passend. Dynasol® bietet Sicherheit durch ein rutschfestes Sohlenprofil, ist leicht und bequem vom Patienten anzuwenden und für alle Gipsverbände geeignet.

Dynasol® besteht aus einem abriebfesten, weichen, synthetischen Gummi.



Die hohe Fersenkappe gewährleistet einen sicheren Halt. Dynasol® ist sowohl rechts als auch links tragbar.



Durch das Klettband ist Dynasol® leicht und bequem zu fixieren. Dynasol® begünstigt den physiologischen Abrollvorgang.

- Anwendung**
- Gehsohle für Patienten mit Ober- oder Unterschenkelgehverband
  - Gehsohle für synthetische oder Naturgips-Stützverbände

Anwendungsdauer: einige Tage bis mehrere Wochen

**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

| Best.-Nr. | Größe/Schuhgröße | Inhalt | Verp.-Einheit | PZN      |
|-----------|------------------|--------|---------------|----------|
| 7142700   | XXS (bis 27)     | 6      | 1/1           | 04978470 |
| 7142600   | XS (28–31)       | 6      | 1/1           | 04978487 |
| 7142400   | S (32–35)        | 6      | 1/1           | 04978493 |
| 7142300   | M (36–39)        | 6      | 1/1           | 04978501 |
| 7142200   | L (40–44)        | 6      | 1/1           | 04978464 |
| 7142500   | XL (ab 45)       | 6      | 1/1           | 04978518 |