

B. Braun ContinenceCare

So einfach. So sicher.



B. Braun ContinenceCare

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun ContenanceCare. So einfach. So sicher.

Einmalkatheterversorgung	4
Gebrauchsfertige Einmalkatheter mit Gleitmittel	6
Einmalkatheter mit Gleitmittel	12
PVC-Einmalkatheter	13
Dauerkatheterversorgung	14
Transurethrale Dauerkatheter	16
Suprapubische Blasendrainage	17
Geschlossene Urindrainagesysteme	19
Katheter-Sets	20
Kondom-Urinalversorgung	22
Kondom-Urinal	24
Beinbeutel	25
Beinbeutel-Fixierungen	26
Urinbeutel	28
Bettbeutel	28
Sekretbeutel	29
Kinder-Urinbeutel	30
Absorbierende Systeme	32
Krankenpflege-Unterlagen	32
Stuhlinkontinenz	34
Rektale Irrigation	34
Fäkalkollektor	35
Urostomieversorgung	36
Einteilige Systeme	36
Zweiteilige Systeme	38
Zubehör Hygiene	
Zubehör für Urinbeutel und Katheter	40
Antimikrobielle Reinigung	44
Händereinigung Händedesinfektion	45
Urologische Spüllösungen	46
Ergänzende Therapiefelder	48



(0 800) 22 720 22

Beratungs-Hotline für Patienten und Angehörige:
Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr (gebührenfrei)

www.inkontinenz.bbraun.de



Was bleibt, ist Kontinenz.

Zwei Buchstaben können ein Leben verändern! Inkontinenz belastet das Selbstwertgefühl und führt häufig zu Unsicherheit im Umgang mit anderen Menschen. Aus Schamgefühl werden die Beschwerden verschwiegen und es findet oft ein Rückzug aus dem sozialen Umfeld statt.

Mit dem umfassenden Hilfsmittelprogramm von B. Braun kann aus einer Inkontinenz eine steuerbare Kontinenz werden. Für einen unbeschwerten, sicheren Alltag.

www.inkontinenz.bbraun.de

Unser Internetangebot www.inkontinenz.bbraun.de soll helfen, Unsicherheit und Isolation zu überwinden und Betroffenen und deren Angehörigen, Ärzten sowie Pflegekräften eine Plattform bieten, um sich mit dem Thema Inkontinenz auseinanderzusetzen.

In unserem Service-Bereich finden Sie Informationsbroschüren, Bestellformulare für kostenfreie Produktmuster, ein umfangreiches Schulungsangebot für Professionals und vieles mehr.

Einmalkatheterversorgung

Für mehr Mobilität, Freiheit und Unabhängigkeit




Der intermittierende Katheterismus (IK) gilt als eine effektive und sichere Methode, die Betroffenen ein hohes Maß an Kontrolle und Unabhängigkeit bietet. Beim IK wird die Blase in regelmäßigen Abständen unter Zuhilfenahme eines Einmalkatheters entleert. Zwischen den einzelnen Blasenentleerungen besteht eine Kontinenz, die Sicherheit und Freiräume für eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben gewährt. Insbesondere bei neurogenen Blasenfunktionsstörungen, wie z. B. Querschnittslähmung, Spina bifida oder Multiple Sklerose, hat sich der IK in den vergangenen Jahren zur Therapie der ersten Wahl entwickelt.

- Um Harnwegsinfekte zu vermeiden, ist vor der Katheterisierung eine Reinigung und anschließende Desinfektion der Hände erforderlich.
- Kathetereintrittspforten können mit der gebrauchsfertigen antimikrobiellen Lösung Prontosan® C gereinigt werden.




Kostenfreie Informationen	Bestell-Nr.
Ratgeber Intermitt. Selbstkatheterismus	9991259
CD-ROM Actreen®	9993795
Anleitung Selbst Katheterisieren	9991260
Patienten-Ausweis	9991261
Handlungsanleitung	9995573
Fachwissen Website: www.inkontinenz.bbraun.de	



Einfache Handhabung

- Steril und gebrauchsfertig verpackt
- Leichtes Zurückschieben der flexiblen Schutzhülle
- Berührungsfreies Einführen – Kontaminationsrisiko wird auf ein Minimum gesenkt
- Problemlose Anwendung, auch bei eingeschränkter Feinmotorik, z. B. Tetraplegie

Actreen® Einmalkatheter



Schonender Rundum-Gleitfilm

- Innovatives Gleitmittel auf Basis von Wasser und Glycerin
- Rundum-Beschichtung mit anhaltender Gleitfähigkeit
- Einfaches Einführen und müheloses Entfernen - egal wie viel Zeit für die Katheterisierung benötigt wird

Besonders sanft und sicher

- Atraumatisch abgerundete Katheteraugen
- Die empfindliche Harnröhrenschleimhaut wird geschont
- Minimales Verletzungs- und Infektionsrisiko
- Alle Actreen® Katheter sind Latex- und DEHP-frei

Actreen® Lite Cath


So einfach. So sicher. Mit zwei Handgriffen ist alles schnell erledigt.

Um umständliches Auspacken und Abfall zu vermeiden, wurde bei Actreen® Lite Cath auf zusätzliche Verpackungen verzichtet. Die Katheter sind bereits mit Gleitmittel beschichtet, liegen einfach verpackt im Karton und können direkt entnommen werden.

Die Katheterverpackung selbst bietet zwei Öffnungsmöglichkeiten. So wird auch Menschen mit eingeschränkter Handfunktion eine sterile Benutzung des Katheters ermöglicht.




Actreen® Lite Cath	Ch.	Katheter	Länge	REF	PZN	VE (St.)
Nelaton	HiMiV: 15.25.14.5064 Latex-frei DEHP-frei					
 	● 06	ø 2,0 mm	20 cm	228306DE	1678796	30
	● 08	ø 2,7 mm	20 cm	228308DE	1678856	30
	● 10	ø 3,3 mm	20 cm	228310DE	1678862	30
	○ 12	ø 4,0 mm	20 cm	228312DE	1678879	30
	● 14	ø 4,7 mm	20 cm	228314DE	1678885	30
	● 16	ø 5,3 mm	20 cm	228316DE	1678891	30





Actreen® Lite Cath	Ch.	Katheter	Länge	REF	PZN	VE (St.)
Nelaton	HiMiV: 15.25.14.5065 Latex-frei DEHP-frei					
	● 08	ø 2,7 mm	45 cm	228208DE	1677791	30
	● 10	ø 3,3 mm	45 cm	228210DE	1677816	30
	○ 12	ø 4,0 mm	45 cm	228212DE	1677851	30
	● 14	ø 4,7 mm	45 cm	228214DE	1677928	30
	● 16	ø 5,3 mm	45 cm	228216DE	1678750	30
	● 18	ø 6,0 mm	45 cm	228218DE	1678767	30
Tiemann	HiMiV: 15.25.14.5066 Latex-frei DEHP-frei					
	● 08	ø 2,7 mm	45 cm	228108DE	1677650	30
	● 10	ø 3,3 mm	45 cm	228110DE	1677667	30
	○ 12	ø 4,0 mm	45 cm	228112DE	1677673	30
	● 14	ø 4,7 mm	45 cm	228114DE	1677696	30
	● 16	ø 5,3 mm	45 cm	228116DE	1677756	30
	● 18	ø 6,0 mm	45 cm	228118DE	1677785	30



Actreen® Lite Mini


So einfach. So sicher. Mini-Format für ein Maximum an Freiheit.

Sein handliches Format macht Actreen® Lite Mini zu einem unsichtbaren Begleiter, der bequem in jede Hosentasche passt.

- Transparente Verpackung für eine optimale Sichtkontrolle
- Berührungsfreie Entnahme
- Universal-Konnektor
- Durch die kompakte Größe des Konnektors entsteht kein Kontakt zur Toilette
- Nur 9 cm lang – ideal für die weibliche Harnröhre
- Für eine vollständige Entleerung der Blase sind die Katheterraugen besonders hoch platziert



Actreen® Lite Mini	Ch.	Katheter	Länge	REF	PZN	VE (St.)
Nelaton	HiMiV: 15.25.14.5071 Latex-frei PVC-frei DEHP-frei					
 	● 10	ø 3,3 mm	9 cm	228010DE	7241793	30
	○ 12	ø 4,0 mm	9 cm	228012DE	7241801	30
	● 14	ø 4,7 mm	9 cm	228014DE	7242025	30




Actreen® Glys Set

So einfach. So sicher. Katheterisierung mit integriertem Auffangbeutel.

Das kompakte Set besteht aus einem mit Gleitmittel beschichteten Katheter und fest verbundenem Auffangbeutel. Das Anti-Reflex-Ventil verhindert den Rückfluss von Urin in den Katheter und ermöglicht eine sichere Anwendung in jeder Position. Durch das Aufreißen der perforierten Lasche kann der Auffangbeutel problemlos entleert werden.

- Transparenter, graduierter Auffangbeutel
- Hohes Füllvolumen, max. 1.000 ml
- Einfache Kontrolle der Menge und Beschaffenheit des Urins
- Ermöglicht eine sterile Anwendung




Actreen® Glys Set	Ch.	Katheter	Länge	REF	PZN	VE (St.)
Nelaton	HiMiV: 15.25.14.8021 Latex-frei DEHP-frei					
 	06	ø 2,0 mm	25 cm	226306DE	0582309	30
	08	ø 2,7 mm	25 cm	226308DE	0582315	30
	10	ø 3,3 mm	25 cm	226310DE	0582462	30
	12	ø 4,0 mm	25 cm	226312DE	0584254	30
	14	ø 4,7 mm	25 cm	226314DE	0585176	30
	16	ø 5,3 mm	25 cm	226316DE	0585182	30
Nelaton	HiMiV: 15.25.14.8022 Latex-frei DEHP-frei					
 	08	ø 2,7 mm	50 cm	226208DE	0578644	30
	10	ø 3,3 mm	50 cm	226210DE	0578791	30
	12	ø 4,0 mm	50 cm	226212DE	0578911	30
	14	ø 4,7 mm	50 cm	226214DE	0580138	30
	16	ø 5,3 mm	50 cm	226216DE	0581221	30
	18	ø 6,0 mm	50 cm	226218DE	0582031	30
Tiemann	HiMiV: 15.25.14.8023 Latex-frei DEHP-frei					
 	08	ø 2,7 mm	45 cm	226108DE	0588393	30
	10	ø 3,3 mm	45 cm	226110DE	0588418	30
	12	ø 4,0 mm	45 cm	226112DE	0588424	30
	14	ø 4,7 mm	45 cm	226114DE	0588453	30
	16	ø 5,3 mm	45 cm	226116DE	0588476	30

Actreen® Glys Cath

So einfach. So sicher. Wenn ein Urinbeutel nicht erforderlich ist.

Ob im stationären Bereich oder zu Hause: Actreen® Glys Cath ist optimal für den schonenden und sanften Katheterismus, bei dem ein Urinbeutel nicht unbedingt erforderlich ist.

Bei Bedarf kann jeder herkömmliche Urinbeutel an den Trichteransatz angeschlossen werden. Die Charrièregröße ist anhand der standardisierten Farbcodierung des Trichters leicht zu erkennen.




Actreen® Glys Cath	Ch.	Katheter	Länge	REF	PZN	VE (St.)
Nelaton	HiMiV: 15.25.14.5052 Latex-frei DEHP-frei					
 	● 06	ø 2,0 mm	20 cm	225306	0577165	30
	● 08	ø 2,7 mm	20 cm	225308	0577171	30
	● 10	ø 3,3 mm	20 cm	225310	0577231	30
	○ 12	ø 4,0 mm	20 cm	225312	0577248	30
	● 14	ø 4,7 mm	20 cm	225314	0577283	30
	● 16	ø 5,3 mm	20 cm	225316	0577449	30
Nelaton	HiMiV: 15.25.14.5046 Latex-frei DEHP-frei					
 	● 08	ø 2,7 mm	45 cm	225208	0588246	30
	● 10	ø 3,3 mm	45 cm	225210	0588281	30
	○ 12	ø 4,0 mm	45 cm	225212	0588306	30
	● 14	ø 4,7 mm	45 cm	225214	0588329	30
	● 16	ø 5,3 mm	45 cm	225216	0588358	30
	● 18	ø 6,0 mm	45 cm	225218	0588364	30
Tiemann	HiMiV: 15.25.14.5047 Latex-frei DEHP-frei					
 	● 08	ø 2,7 mm	45 cm	225108	0585420	30
	● 10	ø 3,3 mm	45 cm	225110	0585437	30
	○ 12	ø 4,0 mm	45 cm	225112	0587873	30
	● 14	ø 4,7 mm	45 cm	225114	0587904	30
	● 16	ø 5,3 mm	45 cm	225116	0588192	30
	● 18	ø 6,0 mm	45 cm	225118	0588200	30

Actreen® Glys Luer Lock

So einfach. So sicher. Zur Verabreichung von medizinischen Substanzen.

Mit Actreen® Glys Luer Lock können einfach und sicher intravesikale Instillationen zeit- und materialsparend durchgeführt werden.

Der Luer Lock-Anschluss ist leicht zu bedienen und geht eine zuverlässige Verbindung mit der Applikationshilfe des Medikaments ein. Actreen® Glys Luer Lock bietet die Zuverlässigkeit und Sicherheit eines geschlossenen Systems, so dass ein vollständiges Instillationsvolumen garantiert und der direkte Kontakt mit der Lösung effektiv vermieden werden kann.



Actreen® Glys Luer Lock	Ch.	Katheter	Länge	REF	PZN	VE (St.)
Nelaton	HiMiV: 15.25.22.0006 Latex-frei DEHP-frei					
 	10	ø 3,3 mm	20 cm	227310	4400050	10
	12	ø 4,0 mm	20 cm	227312	4400067	10
	14	ø 4,7 mm	20 cm	227314	4400073	10
Nelaton	HiMiV: 15.25.22.0005 Latex-frei DEHP-frei					
 	10	ø 3,3 mm	45 cm	227210	4400009	10
	12	ø 4,0 mm	45 cm	227212	4400015	10
	14	ø 4,7 mm	45 cm	227214	4400021	10
Tiemann	HiMiV: 15.25.22.0005 Latex-frei DEHP-frei					
 	10	ø 3,3 mm	45 cm	227410	4400469	10
	12	ø 4,0 mm	45 cm	227412	4400475	10
	14	ø 4,7 mm	45 cm	227414	4400914	10

Tiemann Einmalkatheter

Einfache Katheterisierung durch weiche, gebogene und flexible Spitze

Der Tiemann Einmalkatheter mit Gleitmittel hat eine besonders weiche, gebogene und flexible Spitze. Diese gewährleistet eine sehr angenehme und einfache Katheterisierung.

- Silikonisierte Tiemannspitze
- Die Charrièregröße ist anhand der standardisierten Farbcodierung der Katheterspitze leicht zu erkennen
- 2 seitliche Augen
- Mit Trichteransatz
- Einzeln steril verpackt – zum sofortigen Einsatz
- 6 ml Gleitmittel Endosgel inklusive



Tiemann Einmalkatheter	Ch.	Katheter	Länge	REF	PZN	VE (St.)
Tiemann	HiMiV: 15.25.14.5057 Latex-frei					
 	○ 12	ø 4,0 mm	40 cm	4562127G	1888507	50
	● 14	ø 4,7 mm	40 cm	4562143G	1888513	50
	● 16	ø 5,3 mm	40 cm	4562160G	1888536	50
	● 18	ø 6,0 mm	40 cm	4562186G	1888542	50
	● 20	ø 6,7 mm	40 cm	4562208G	1888559	50
Jedem Katheter liegt eine 6 ml Endosgel-Spritze bei						


PVC-Einmalkatheter

Bewährte Qualität für die Einmalkatheterversorgung ohne Gleitmittel

Die bewährten Produkte aus dem B. Braun-Sortiment stehen seit vielen Jahren für beständige Qualität im Bereich der Katheterversorgung.

- Mit geschlossener Nelatonspitze oder Tiemannspitze
- 2 seitliche Augen
- Die Charrièregröße ist anhand der standardisierten Farbcodierung des Trichteransatzes leicht zu erkennen
- Einzeln steril verpackt



PVC-Einmalkatheter	Ch.	Katheter	Länge	REF	PZN	VE (St.)
Nelaton	HiMiV: 15.25.14.4016 Latex-frei					
 	● 08	ø 2,7 mm	18 cm	4340086	4476030	100
	● 10	ø 3,3 mm	18 cm	4340108	4476047	100
	○ 12	ø 4,0 mm	18 cm	4340124	4476053	100
	● 14	ø 4,7 mm	18 cm	4340140	4476076	100
	● 16	ø 5,3 mm	18 cm	4340167	4476082	100
	● 18	ø 6,0 mm	18 cm	4340183	4476099	100
Nelaton	HiMiV: 15.25.14.4017 Latex-frei					
 	● 08	ø 2,7 mm	40 cm	4320085	4475964	100
	● 10	ø 3,3 mm	40 cm	4320107	4475970	100
	○ 12	ø 4,0 mm	40 cm	4320123	4475987	100
	● 14	ø 4,7 mm	40 cm	4320140	4475993	100
	● 16	ø 5,3 mm	40 cm	4320166	4476001	100
	● 18	ø 6,0 mm	40 cm	4320182	4476018	100
 	● 20	ø 6,7 mm	40 cm	4320204	4476024	100
	HiMiV: 15.25.14.4018 Latex-frei					
	● 08	ø 2,7 mm	40 cm	4311086	4476107	100
	● 10	ø 3,3 mm	40 cm	4311108	4476113	100
	○ 12	ø 4,0 mm	40 cm	4311124	4476136	100
	● 14	ø 4,7 mm	40 cm	4311140	4476142	100
	● 16	ø 5,3 mm	40 cm	4311167	4476159	100
	● 18	ø 6,0 mm	40 cm	4311183	4476165	100
	● 20	ø 6,7 mm	40 cm	4311205	4476171	100

Dauerkatheterversorgung

Urinableitung mit System



Die Versorgung von Patienten mittels Dauerkatheter nimmt neben anderen Formen der Harnableitung (Einmalkatheter, Kondom-Urinalversorgung) auch heute noch einen großen Stellenwert ein. Bei richtiger Technik und sachkundiger Ausführung besteht eine limitierte Verletzungsmöglichkeit.

- Die Liegedauer eines Dauerkatheters ist abhängig vom eingesetzten Kathetermaterial.
- Bei der Dauerkatheterableitung sollten die Richtlinien des Robert Koch-Institutes (RKI) eingehalten werden. Diese legen die hygienischen Anforderungen bei Anlage und Wechsel des Dauerkatheters fest.

Unsachgemäße Urinableitung kann zu Verunreinigungen, Urinkontakt und damit zu Keimverschleppung führen. Dadurch besteht erhöhte Infektionsgefahr, die durch den Einsatz von geschlossenen Urindrainagesystemen deutlich verringert werden kann. Die B. Braun Ureofix®-Systeme kombinieren Sicherheit mit dem Faktor Wirtschaftlichkeit und werden somit den Anforderungen einer Langzeitversorgung sowohl in der Klinik als auch im häuslichen Umfeld vollends gerecht.




Kostenfreie Informationen	Bestell-Nr.
Inkontinenz – Ratgeber für Betroffene	9991258
Patienten-Ausweis	9991261
Fachwissen Website: www.inkontinenz.bbraun.de	



Bakteriendichte Tropfkammer

- Verhinderung der retrograden Keimwanderung und der damit verbundenen Infektionsgefahr
- Sehr guter Druckausgleich und sicheres Ablaufverhalten, selbst unter hoher Belastung
- Optimiertes Antirefluxsystem – Membranventil in Tropfkammer und Folienflatterventil im Beutel



Ureofix® 112 Plus

Nadelfreie Probenentnahme

- Stufenkonus mit integriertem, wiederabdichtendem Silikonport zur nadelfreien Probenentnahme
- Auch mit Kanüle möglich

Latex-freie Handschuhe inklusive

- 1 Paar sterile, Latex-freie Schutzhandschuhe (puderfrei) zum hygienischen Wechsel des Systems im Set enthalten

Transurethrale Silikon-Ballonkatheter

Blasenverweilkatheter zur Urinableitung durch die Harnröhre

Aufgrund der guten Verträglichkeit ist Silikon das ideale Kathetermaterial, insbesondere für Langzeitanwendungen. Silikon überzeugt durch seine Biokompatibilität und Biostabilität.

- 100% Silikon, auch für Dauerableitung > 5 Tage geeignet
- Nelaton Katheterspitze
- Katheterlänge ca. 40 cm
- Hohe Gleitfähigkeit und Biegsamkeit
- Einfaches, sicheres Einführen
- Angenehmer Tragekomfort
- Sichere Fixierung
- Steril – zum sofortigen Einsatz



Transurethrale Silikon-Ballonkatheter	Ch.	Katheter	Ballonkapazität	REF	PZN	VE (St.)
	HiMiV: 15.25.15.6076 Latex-frei					
	○ 12	ø 4,0 mm	5–10 ml	4563123	3978232	10
	● 14	ø 4,7 mm	5–10 ml	4563140	3978249	10
	● 16	ø 5,3 mm	5–15 ml	4563166	3978255	10
	● 18	ø 6,0 mm	5–15 ml	4563182	3978261	10
	● 20	ø 6,7 mm	5–15 ml	4563204	3978278	10
	● 22	ø 7,3 mm	5–15 ml	4563220	3978284	10
	● 24	ø 8,0 mm	5–15 ml	4563247	3978290	10

Cystofix®

Indikationsgerechtes Sortiment für die Suprapubische Blasendrainage

Pigtailkatheter

- Aus Polyurethan (Certon®)
- Schiebeklemme
- Farbige Längenmarkierungen
- Seitliche Katheteröffnungen
- Eingerollte Spitze

Ballonkatheter

- Aus Silikon
- Ballonkapazität 5 ml
- Farbige Längenmarkierungen
- Zentrale Öffnung
- Mit gerader oder eingerollter Spitze (Pigtail)



Cystofix® Basisbestecke		Katheter	REF	PZN	VE (St.)
mit Pigtailkatheter, steril					
		Ch.: 10 ø 2,9 mm 65 cm, eingerollt			
		Kanülenstichlänge: 8 cm	4440056	2133219	25
		Ch.: 10 ø 2,9 mm 65 cm, eingerollt			
		Kanülenstichlänge: 12 cm	4440129	2133225	25
		Ch.: 15 ø 4,8 mm 65 cm, eingerollt			
		Kanülenstichlänge: 12 cm	4440153	2416868	25
		▪ Certon® Katheter ▪ Spaltbare Punktionskanüle ▪ Sekretbeutel 1,5 l ▪ Schiebeklemme ▪ Fixierplatte (nur für Ch. 10)			
mit Ballonkatheter, steril		PVC-frei			
		Ch.: 12 ø 4 mm 40 cm, gerade			
		Kanülenstichlänge: 12 cm	4440250	3284469	25
		Ch.: 12 ø 4 mm 53 cm, eingerollt			
		Kanülenstichlänge: 12 cm	4440455	4847532	10
		▪ Ballonkatheter ▪ Spaltbare Punktionskanüle ▪ Katheterstopfen			




Cystofix®

Indikationsgerechtes Sortiment für die Suprapubische Blasendrainage

Der erforderliche Wechsel des Katheters nach längerer Liegezeit erfolgt über einen Führungsdraht, dessen weiche und elastische Spitze Verletzungen vorbeugt.

Der Wechsel auf einen größerlumigen Katheter erfolgt mit dem Cystofix® Dilatations-Wechselbesteck, durch einen Dilatator mit spaltbarer Hülse. Der Einsatz bietet sich vor allem bei Patienten an, die für längere Zeit eine Blasendrainage benötigen.



Cystofix® Wechselbestecke		Katheter	REF	PZN	VE (St.)
mit Pigtailkatheter, steril					
		Ch.: 10 ø 2,9 mm 65 cm, einge rollt	4441001	2416874	25
		Ch.: 15 ø 4,8 mm 65 cm, einge rollt	4441150	2559970	25
		▪ Certon® Katheter ▪ Führungs sonde 1,1 x 1.000 mm ▪ Schiebeklemme ▪ Fixierplatte (nur für Ch. 10)			
mit Ballonkatheter, steril		PVC-frei			
		Ch.: 12 ø 4 mm 40 cm, gerade	4441257	3284475	25
		Ch.: 12 ø 4 mm 53 cm, einge rollt	4441451	4847549	10
		▪ Ballonkatheter ▪ Führungs sonde 1,1 x 1.000 mm ▪ Katheterstopfen			
Dilatations-Wechselbestecke		Katheter	REF	PZN	VE (St.)
mit Ballonkatheter, steril		PVC-frei			
		von Ch. 10 > 12 ø 4 mm 40 cm, gerade	4441117	3318719	25
		▪ Ballonkatheter ▪ Führungs sonde 0,9 x 1.000 mm ▪ Katheterstopfen ▪ Dilatator mit spaltbarer Hülse			

Ureofix® 112 Plus | Ureofix® Day and Night

Geschlossenes Urindrainagesystem | Kombiniertes Bett- und Beinbeutel

Ureofix® 112 Plus – das geschlossene Urindrainagesystem mit dem 3fach-Sicherheitskonzept

- 1) Transparente, bakteriendichte Tropfkammer mit Membranventil
- 2) Einstecklasche zur Vermeidung von Kontaminationen
- 3) 1 Paar Handschuhe inklusive



Ureofix® 112 Plus	Beschreibung	REF	PZN	VE (St.)
 	HiMiV: 15.25.07.0043			
	Belüfteter Urinbeutel 2 l, steril			
	mit Überleitungsschlauch 110 cm	28431S	5016448	25
	▪ Silikonport am Stufenkegel zur nadelfreien Probenentnahme ▪ Überleitungsschlauch mit Schiebeklemme und Schlauch-Fixierklemme ▪ Bakteriendichte Tropfkammer mit Schutzmembran ▪ Bodenablassventil mit belüfteter Einstecklasche ▪ Aufhängung mit Haken, Kordel ▪ 1 Paar sterile, Latex-freie Handschuhe (puderfrei) inklusive			

Ureofix® Day and Night	Beschreibung	REF	PZN	VE (St.)
	HiMiV: 15.25.07.1002			
	Belüfteter Urinbeutel 800 ml, steril			
	mit Überleitungsschlauch 60 cm	28440	5016477	25
	mit Überleitungsschlauch 90 cm	28441	0853122	25
	▪ Bakteriendichte transparente Tropfkammer mit Schutzmembran ▪ Antirefluxventil ▪ Nachtropfsicheres Bodenablassventil mit weicher Einstecklasche „Soft“ ▪ Weiche Vliesrückseite ▪ Probeentnahmestelle am Stufenkegel ▪ Verbindungsschlauch aus Silikon zur Konnektion eines zusätzlichen Bettbeutels ▪ Aufhängung des Systems mit Kordel			

Katheter-Sets

Sterile Sets zur Katheterisierung

Sorgfältiges und steriles Arbeiten bei der Katheterisierung schränkt Risiken so weit wie möglich ein. Die Verwendung eines Katheter-Sets kann das Infektionsrisiko vermindern und aufwändige Folgebehandlungen mit entsprechenden Kosten vermeiden helfen.

Die sterilen Katheter-Sets gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Klein in der Abpackung aber umfassend im Inhalt, damit alles sofort griffbereit ist.



	<table><tr><th>Beschreibung</th><th>REF</th><th>PZN</th><th>VE (St.)</th></tr><tr><td></td><td>9745033</td><td>4471558</td><td>10</td></tr><tr><td colspan="4">Inhalt: 1 Ablagetuch 40 x 50 cm, 3 Vasco® Untersuchungshandschuhe mit umgeschlagenen Stulpen DIN EN 455, 1 Urinbeutel 1.500 ml, 1 Unterlagetuch 36 x 50 cm, 4 Tupfer pflaumengroß DIN 61630 - VM 20, 1 Komresse 7,5 x 7,5 cm DIN 61630 - VM 17, 1 Entsorgungsbeutel 5 Liter</td></tr></table>	Beschreibung	REF	PZN	VE (St.)		9745033	4471558	10	Inhalt: 1 Ablagetuch 40 x 50 cm, 3 Vasco® Untersuchungshandschuhe mit umgeschlagenen Stulpen DIN EN 455, 1 Urinbeutel 1.500 ml, 1 Unterlagetuch 36 x 50 cm, 4 Tupfer pflaumengroß DIN 61630 - VM 20, 1 Komresse 7,5 x 7,5 cm DIN 61630 - VM 17, 1 Entsorgungsbeutel 5 Liter											
Beschreibung	REF	PZN	VE (St.)																		
	9745033	4471558	10																		
Inhalt: 1 Ablagetuch 40 x 50 cm, 3 Vasco® Untersuchungshandschuhe mit umgeschlagenen Stulpen DIN EN 455, 1 Urinbeutel 1.500 ml, 1 Unterlagetuch 36 x 50 cm, 4 Tupfer pflaumengroß DIN 61630 - VM 20, 1 Komresse 7,5 x 7,5 cm DIN 61630 - VM 17, 1 Entsorgungsbeutel 5 Liter																					
	<table><tr><th>Beschreibung</th><th>REF</th><th>PZN</th><th>VE (St.)</th></tr><tr><td>mit Instillagel (eWz Farco Pharma, Köln)</td><td>9745017</td><td>3915272</td><td>10</td></tr><tr><td>ohne Instillagel</td><td>9745025</td><td>3915289</td><td>10</td></tr><tr><td colspan="4">Inhalt: 4 Vasco® Untersuchungshandschuhe mit umgeschlagenen Stulpen DIN EN 455, 1 Ablagetuch 40 x 50 cm, 1 Unterlagetuch 36 x 50 cm, 4 Tupfer, 1 Komresse 7,5 x 7,5 cm, 1 Injekt®-Einmalspritze 10 ml zur Ballonentblockung, 1 x 20 ml Braunol®, 1 Spritze mit 10 ml sterilem Wasser, 1 Entsorgungsbeutel 5 Liter</td></tr><tr><td colspan="4">Das Katheter-Set mit Instillagel enthält zusätzlich 1 x 6 ml Instillagel</td></tr></table>	Beschreibung	REF	PZN	VE (St.)	mit Instillagel (eWz Farco Pharma, Köln)	9745017	3915272	10	ohne Instillagel	9745025	3915289	10	Inhalt: 4 Vasco® Untersuchungshandschuhe mit umgeschlagenen Stulpen DIN EN 455, 1 Ablagetuch 40 x 50 cm, 1 Unterlagetuch 36 x 50 cm, 4 Tupfer, 1 Komresse 7,5 x 7,5 cm, 1 Injekt®-Einmalspritze 10 ml zur Ballonentblockung, 1 x 20 ml Braunol®, 1 Spritze mit 10 ml sterilem Wasser, 1 Entsorgungsbeutel 5 Liter				Das Katheter-Set mit Instillagel enthält zusätzlich 1 x 6 ml Instillagel			
Beschreibung	REF	PZN	VE (St.)																		
mit Instillagel (eWz Farco Pharma, Köln)	9745017	3915272	10																		
ohne Instillagel	9745025	3915289	10																		
Inhalt: 4 Vasco® Untersuchungshandschuhe mit umgeschlagenen Stulpen DIN EN 455, 1 Ablagetuch 40 x 50 cm, 1 Unterlagetuch 36 x 50 cm, 4 Tupfer, 1 Komresse 7,5 x 7,5 cm, 1 Injekt®-Einmalspritze 10 ml zur Ballonentblockung, 1 x 20 ml Braunol®, 1 Spritze mit 10 ml sterilem Wasser, 1 Entsorgungsbeutel 5 Liter																					
Das Katheter-Set mit Instillagel enthält zusätzlich 1 x 6 ml Instillagel																					

Braunol® | Wirkstoff: Povidon-Iod

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: 7,5 g Povidon-Iod, mittleres Molekulargewicht 40 000, mit einem Gehalt von 10% verfügbarem Iod.

Sonstige Bestandteile: Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumiodat, Macrogollaurylether 9 EO (Ph. Eur.), Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: *Zur einmaligen Anwendung:* Desinfektion der intakten äußeren Haut oder Antiseptikum der Schleimhaut wie z. B. vor Operationen, Biopsien, Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen und Blasenkatheterisierungen. *Zur wiederholten, zeitlich begrenzten Anwendung:* Antiseptische Wundbehandlung (z. B. Druckgeschwüre, Unterschenkelgeschwüre), Verbrennungen, infizierte und superinfizierte Hauterkrankungen. Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber Iod oder einem anderen Bestandteil des Arzneimittels, Hyperthyreose oder andere manifeste Schilddrüsenerkrankungen, Dermatitis herpetiformis Duhring, Planung oder Durchführung einer Radioiodtherapie (bis zum Abschluss der Behandlung).


Nebenwirkungen: Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, z. B. kontaktallergische Reaktionen vom Spättyp, die sich in Form von Jucken, Rötung, Bläschen o. ä. äußern können. Sehr selten: Akute Reaktionen des Immunsystems (anaphylaktische Reaktionen) unter Beteiligung anderer Organe (z. B. Haut, Atemwege, Kreislauf). Eine nennenswerte Iodaufnahme kann bei längerfristiger Anwendung von Braunol® auf ausgedehnten Wund- und Verbrennungsflächen erfolgen. Sehr selten können Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen in der Vorgeschichte eine Schilddrüsenüberfunktion (Iodinduzierte Hyperthyreose), zum Teil mit Symptomen wie z. B. Pulsbeschleunigung oder innere Unruhe, entwickeln. Nach Anwendung größerer Mengen von Povidon-Iod-haltigen Arzneimitteln (z. B. bei der Verbrennungsbehandlung) ist das Auftreten von (zusätzlichen) Elektrolyt- und Serumsmolaritäts-Störungen, einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion sowie Übersäuerung des Blutes (metabolische Azidose) beschrieben worden.

Stand der Information: 06/2011. **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen.

Das Katheter-Set Ureofix® Set 30 A beinhaltet alle Komponenten, die zur Versorgung von Dauerkatheterpatienten (transurethral) notwendig sind.



Katheter-Set Ureofix® Set 30 A



Ch.	Silikonkatheter	REF	PZN	VE (St.)
● 14	ø 4,7 mm	28450	0082400	1
● 16	ø 5,3 mm	28451	0084876	1
● 18	ø 6,0 mm	28452	0094538	1
● 20	ø 6,7 mm	28453	0104946	1
● 22	ø 7,3 mm	28454	7120546	1

Inhalt:

- 2 Ureofix® 112 Plus
- 1 Silikonballonkatheter, 40 cm Länge
- 1 Katheter-Set*
- 1 Prontosan® C 75 ml
- 1 steriles Gleitmittel in 10 ml Spritze
- 1 steriles Wasser mit 10% Glycerin in 10 ml Spritze zur Blockung
- 1 steril verpackte Einmalpinzette

* Inhalt Katheter-Set:

- 1 Ablagetuch
- 4 Vasco® Untersuchungshandschuhe
- 1 Unterlagetuch
- 1 Entsorgungsbeutel
- 1 Injekt®-Einmalspritze 10 ml
- 4 Tupfer pflaumengroß
- 1 Komresse 7,5 x 7,5 cm

- Bei Ureofix® Set 30 A können der Dauerkatheter und 2 Ureofix® 112 Plus rezeptiert werden.
- Je nach Bundesland und/oder Krankenkasse werden bis zu 5 Ureofix® Urindrainagesysteme pro Monat erstattet. Die entsprechende Menge sollte auf dem Rezept erscheinen.

ADK	LAK	BKX	BKX	VAKK	ADV	Knochenmark	UP1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Name, Vorname des Versicherten																																						
geb. am																																						
Krankenkasse																																						
Versicherten-Nr.																																						
Status																																						
Versicherten-Info																																						
IK g.k.g. bei																																						
Datum																																						
Rp. (Bitte Leertäume durchschreiben)																																						
1 Stück Transurethraler Silikon-Ballonkatheter CH ... HiMi 15.25.15.6076																																						
2 Stück Ureofix 112 Plus Urindrainagesystem HiMi 15.25.07.0043																																						
Ärztliche Diagnose nach ICD-10																																						
* 1% Rückgabe																																						

Muster
Monatsversorgung
Rezept


Kondom-Urinalversorgung

Die sinnvolle Alternative für die Versorgung der männlichen Harninkontinenz



Kondom-Uriale bieten klare Vorteile: Sie vermeiden Infektionen sowie daraus resultierende Komplikationen und wahren die Intimsphäre durch eine einfache, diskrete Selbstversorgung.

- Kondom-Uriale sollten aus hygienischen Gründen mindestens alle 24 Stunden gewechselt werden.
- Jedes Kondom-Urinal ist einzeln verpackt und sollte erst kurz vor der Anwendung aus der Verpackung genommen werden.
- Um eine optimale Anwendung zu gewährleisten, empfehlen wir, die Kondom-Uriale zusammen mit Urimed® Tribag Plus und Beinbeutelfixierungen zu verwenden.
- Der Anwender sollte das richtige Produkt sowie die richtige Größe ermitteln. Hierbei ist die Kondom-Urinal-Messschablone hilfreich.
- Pflegerische Grundsätze wie Kürzung des Schamhaars, Hautpflege, Tragedauer sind zu berücksichtigen.



Kostenfreie Informationen	Bestell-Nr.
Kondom-Urinal-Messschablone	9998160
Inkontinenz – Ratgeber für Betroffene	9991258
Patienten-Ausweis	9991261
Handlungsanleitung	9995573
Fachwissen Website: www.inkontinenz.bbraun.de	



Urimed® Vision

- Hautfreundlicher Kleber – es verbleiben keine Rückstände
- Knickschutz am Schaft verhindert Urinstau
- Universeller Ablaufstutzen zum Anschluss von Bettbeuteln für die Nachtversorgung sowie von Beinbeuteln für eine größtmögliche Mobilität



Urimed® Tribag Plus

- Optimierte Ablassventil für hygienisches Entleeren mit nur einer Hand
- Weiche Vliesrückseite bietet angenehmen Tragekomfort und Schutz der Haut
- 3-Kammer-System für gleichmäßiges Verteilen des Urins
- Der Beutel formt sich der Beinkontur an
- Kein Schwappen bei Bewegung, unangenehme Geräuscheffekte werden vermieden

Urimed® Vision

Selbsthaftende Kondom-Urinale aus Silikon

- 100% Silikon verhindert Hautreizungen durch Latexallergien – sowohl beim Patienten, als auch beim Pflegepersonal
- Transparentes Material sorgt für eine optimale Kontrolle der Haut
- Hautfreundlicher Kleber ermöglicht eine lange Tragedauer
- Knickschutz am Schaft verhindert, dass sich der Urin staut
- 5 Größen gewährleisten optimalen Halt und verbessern den Tragekomfort
- Die Version Short verbessert durch einen modifizierten Klebeansatz die Anwendung des Produkts bei Patienten mit retrahiertem Penis



Urimed® Vision	Größe	REF	PZN	VE (St.)
Standard	HiMiV: 15.25.04.7016 Latex-frei PVC-frei			
	ø 25 mm	28625	0500079	30
	ø 29 mm	28629	0500116	30
	ø 32 mm	28632	0500122	30
	ø 36 mm	28636	0500139	30
	ø 41 mm	28641	0500145	30

Short	Größe	REF	PZN	VE (St.)
	HiMiV: 15.25.04.7015 Latex-frei PVC-frei			
	ø 25 mm	28825	0500151	30
	ø 29 mm	28829	0500168	30
	ø 32 mm	28832	0500174	30
	ø 36 mm	28836	0500180	30
	ø 41 mm	28841	0500197	30

Urimed® Tribag Plus | Urin-Beinbeutel

3-Kammer Beinbeutel | Urin-Beinbeutel

Urimed® Tribag Plus-Beinbeutel sind bestens geeignet für mobile Menschen, die eine zuverlässige und unauffällige Versorgung benötigen.

- 3-Kammer Beutel 500 und 800 ml
- Rückflusssperre
- Sicherheitsventil
- Weiche Vliesrückseite
- Sterile Version in 4 Schlauchlängen
- Unsterile Version auf gewünschtes Maß kürzbar

Die wirtschaftliche Alternative:
Urin-Beinbeutel mit Rücklaufsperre
und verschließbarem Ablaufschlauch.



Urimed® Tribag Plus	Fassungsvermögen	Schlauchlänge	REF	PZN	VE (St.)
	HiMiV: 15.25.05.3058 Latex-frei				
	steril 500 ml	2 cm	28201	0853139	10
	steril 500 ml	20 cm	28203	5015874	10
	steril 500 ml	40 cm	28204	5015911	10
	steril 500 ml	60 cm	28205	5015934	10
	steril 800 ml	2 cm	28301	0853211	10
	steril 800 ml	20 cm	28303	5015986	10
	steril 800 ml	40 cm	28304	5015992	10
	steril 800 ml	60 cm	28305	5016000	10
	HiMiV: 15.25.05.1086 Latex-frei				
	unsteril 500 ml	60 cm	28206	5015940	10
	unsteril 800 ml	60 cm	28306	5016017	10

Urin-Beinbeutel	Fassungsvermögen	Schlauchlänge	REF	PZN	VE (St.)
	HiMiV: 15.25.05.1009 Latex-frei				
	Schlauchansatz schräg				
	unsteril 500 ml	7 cm	4423500	4796800	100
	HiMiV: 15.25.05.1010 Latex-frei				
	Schlauchansatz gerade				
	unsteril 500 ml	7 cm	4423526	4476254	100

Urimed® Fix | Urimed® Fix spezial

Die zuverlässige und bequeme Fixierung für Urin-Beinbeutel am Ober- und Unterschenkel

- Besonders leichte Handhabung
- Zuverlässiger Sitz durch integrierte Elastanfäden
- Waschbar bei 60° C

Urimed® Fix hat eine speziell eingearbeitete Tasche für den Beinbeutel. Da der direkte Kontakt zwischen Beinbeutel und Haut vermieden wird, ist das System besonders hautfreundlich.



Urimed® Fix



Beschreibung	Beinumfang	REF	PZN	VE (St.)
HiMiV: 15.99.99.0008 Latex-frei				
● klein	bis 50 cm	28090	7614662	5
● medium	bis 80 cm	28091	7614679	5

Urimed® Fix spezial



Beschreibung	Beinumfang	REF	PZN	VE (St.)
HiMiV: 15.99.99.0009 Latex-frei				
● klein	30 bis 50 cm	28092	0853228	5
● mittel	45 bis 65 cm	28093	0853234	5
● groß	55 bis 85 cm	28094	0853240	5
● extra groß	75 bis 105 cm	28097	0853257	5

Urimed® Fix spezial auch für 800 ml Beinbeutel

Urimed® Strap

Klettband zur Fixierung von Beinbeuteln

- Einfache Fixierung am Ober- bzw. Unterschenkel
- Ermöglicht ein bequemes und unauffälliges Tragen des Beinbeutels




Urimed® Strap	Beschreibung	REF	PZN	VE (St.)
	HiMiV: 15.99.99.0008 Latex-frei PVC-frei			
	Klettband zur Fixierung von Beinbeuteln am Ober- oder Unterschenkel	68551	4642557	2

Medicare® Bettbeutel | Urinbeutel

Mit Rücklaufsperrung und Ablassventil

- Zur Vermeidung eines Urin-Rückflusses sind alle Bettbeutel mit einem Antirefluxventil versehen
- Das Ablassventil ermöglicht eine schnelle und einfache Handhabung



Medicare® Bettbeutel	Beschreibung	Fassungsvermögen	REF	PZN	VE (St.)
ContinenceCare Schiebehahn 	HiMiV: 15.25.06.1004 Latex-frei				
	unsteril				
	90 cm	2.000 ml	28114	0728658	10
	120 cm	2.000 ml	28216	0853263	10
	HiMiV: 15.25.06.3000 Latex-frei				
	einzel steril verpackt				
Uromedical Schiebehahn 	Latex-frei				
	steril./mit EO behandelt				
	90 cm	2.000 ml	4425219	4847503	150
	einzel steril verpackt				
	90 cm	2.000 ml	4425251	4847526	75
Urinbeutel	Beschreibung	Fassungsvermögen	REF	PZN	VE (St.)
Uromedical Push-Pull 	HiMiV: 15.25.06.1009 Latex-frei				
	unsteril				
	90 cm	1.500 ml	4423259	3063194	200
	HiMiV: 15.25.06.1010 Latex-frei				
	steril./mit EO behandelt				
	90 cm	2.000 ml	4425022	2751957	200

Sekretbeutel

Ohne Rücklaufsperrung und Ablassventil

- Schlauchlänge 90 cm
- Ohne Ablauf



Sekretbeutel



Beschreibung	Fassungsvermögen	REF	PZN	VE (St.)
HiMiV: 15.25.06.0004 Latex-frei unsteril	1.500 ml	4421167	4476248	250
HiMiV: 15.25.06.0008 Latex-frei unsteril	2.000 ml	4425103	4796792	250
HiMiV: 15.25.06.2000 Latex-frei einzeln steril verpackt	1.500 ml	4423151	2733267	100
HiMiV: 15.25.06.2001 Latex-frei einzeln steril verpackt	2.000 ml	4423208	2711550	100
Latex-frei steril./mit EO behandelt	1.500 ml	4425154	2733244	250
steril./mit EO behandelt	2.000 ml	4425200	2733250	250

mit Lock-Ansatz (männlich)



Latex-frei einzeln steril verpackt	2.000 ml	4462009	4847495	100
---------------------------------------	----------	---------	---------	-----

Urinocol® für Kinder

Urinauffangbeutel mit und ohne Ablauf

Der Beutel


Die PVC-freie Beutelfolie ermöglicht die ständige Kontrolle des Urins

Die Schutzfolie

Besseres Abziehen und Anbringen des Beutels durch Zweiteilung der Schutzfolie

Die Klebefläche


- Ohne Latex
- Geringere Hautirritationen
- Bessere Klebeeigenschaft




Urinocol® für Kinder	Beschreibung	Fassungsvermögen	REF	PZN	VE (St.)
Urin-Auffangbeutel ohne Ablauf  	HiMiV: 15.25.04.3009	PVC-frei			
	einzel steril verpackt	100 ml	227550	4647230	100
Urin-Auffangbeutel ohne Ablauf  	HiMiV: 15.25.04.3010	PVC-frei			
	einzel steril verpackt	100 ml	227560	4648175	100
Urin-Auffangbeutel mit Ablauf  	HiMiV: 15.25.04.3009				
	einzel steril verpackt	100 ml	227546	4648181	50
Urin-Auffangbeutel mit Ablauf  	HiMiV: 15.25.04.3010				
	einzel steril verpackt	100 ml	227566	4648212	50

Das Auslassventil

- Verbindung mit allen handelsüblichen Beuteln
- Leichter und sicherer Verschluss
- Probenentnahme mit Spritze durch speziellen Aufsatz



Urinocol® für Frühgeborene	Beschreibung	Fassungsvermögen	REF	PZN	VE (St.)
Urin-Auffangbeutel mit Ablauf					
	einzeln steril verpackt	100 ml	227571	4648229	50



Urinbeutel für Kinder	Beschreibung	Fassungsvermögen	REF	PZN	VE (St.)
Urin-Auffangbeutel ohne Ablauf	HiMiV: 15.25.04.3007	Latex-frei PVC-frei			
	unsteril	100 ml	4423038	4476277	10



HiMiV: 15.25.04.3008	Latex-frei PVC-frei			
einzeln steril verpackt	100 ml	4425030	3201354	10

HiMiV: 15.25.04.3003	Latex-frei PVC-frei			
mit Antirefluxventil				
unsteril	100 ml	4423135	2711567	10

Uriplus®

Hautsympathische, waschbare Krankenpflege-Unterlagen

Um auch im Liegen einen optimalen Hautschutz zu gewährleisten, sollten Krankenpflegeunterlagen wie Uriplus® verwendet werden. Der eingearbeitete Saugkern unterstützt durch seine hohe Saugfähigkeit eine Dekubitusprophylaxe. Auf herkömmliche Bettschutzauflagen wie Gummituch oder Stecklaken kann verzichtet werden. Da die Unterlagen je nach Beanspruchung 200–300 mal waschbar sind, werden Müllaufkommen und dadurch entstehende Kosten minimiert.

Waschtemperatur: 60°– 90° C

Trocknertemperatur: bis 75° C



Uriplus®	Größe	Saugkapazität	REF	PZN	VE (St.)
	HiMiV: 19.40.05.2043 Pfl. HiMiV: 51.40.01.4072 Latex-frei				
	groß 85 x 90 cm	1 Liter	28230	3417835	1
	HiMiV: 19.40.05.1022 Pfl. HiMiV: 51.40.01.4073 Latex-frei				
	mittel 60 x 85 cm	0,7 Liter	28231	3417841	1
mit Stoffstreifen zum Einstecken	HiMiV: 19.40.05.2042 Pfl. HiMiV: 51.40.01.4071 Latex-frei				
	groß 85 x 90 cm	1 Liter	28030	3878619	1

Materialien	Uriplus®
Obermaterial (weiß)	100% gebürstetes Polyester-Gewebe
Saugkern	95% Polyester, 5% Viskose
Untermaterial (grün)	rutschfest



Uriplus® light



Größe		Saugkapazität	REF	PZN	VE (St.)
HiMiV: 19.40.05.2044 Pfl. HiMiV: 51.40.01.4074 Latex-frei					
groß	85 x 90 cm	0,8 Liter	28060	0777533	20

Materialien	Uriplus® light
Obermaterial (weiß)	100% gebürstetes Polyester-Gewebe
Saugkern	95% Polyester, 5% Viskose
Untermaterial (grün)	rutschfest

Irrimatic R

Elektrische Irrigationspumpe im Set zur rektalen Darmspülung

Unwillkürlicher Stuhlgang ist eine weit verbreitete Form der Inkontinenz und für die Betroffenen mit einer nicht unerheblichen Minderung der Lebensqualität verbunden. Die rektale Irrigation mit der Irrimatic R stellt eine einfache sowie gleichermaßen überzeugende Möglichkeit der gezielt gesteuerten Darmentleerung dar. Der Darm wird mit individuell einstellbarem und konstantem Druck gespült, so dass anschließend eine ausscheidungsfreie Zeit von bis zu 48 Stunden erreicht werden kann. Dies ermöglicht den Betroffenen wieder die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.



Irrimatic R	Beschreibung	REF	PZN	VE (St.)
	HiMiV: 03.36.01.2001			
	Irrigationspumpe inkl. Zubehör	25075	1215866	1
	▪ Netzadapter, Akku ▪ Überleitungsschlauch mit Konus ▪ Rektalkatheter Ch. 20 mit Konus ▪ ViaGel Gleithilfe, 3 ml ▪ Handschuhe (Latex-frei)			
	Zubehör/Ersatzteile			
	Schlauchsystem mit Konus	25057	0059766	1
	Netzadapter	25056	0060054	1



Ratgeber W91058

Unseren Ratgeber über die Möglichkeiten der Darmspülung bei Stuhlinkontinenz können Sie kostenfrei unter der Artikel-Nummer W91058 bei uns anfordern.

Biotrol® Collector I.F.

Fäkalkollektor mit Ablass

Der Biotrol® Collector I.F. vereinfacht die Pflege bei immobilen und bettlägerigen Patienten, die von einer Stuhlinkontinenz betroffen sind. Das Produkt kann 24 Stunden auf der Haut verbleiben, wobei ein spezielles Beutelmateriale Gerüche vermeidet. Es entstehen somit keine Hautreizungen durch Stuhl. Der Biotrol® Collector I.F. ist mit Sekretbeuteln kombinierbar.



Biotrol® Collector I.F.

Beschreibung

REF

PZN

VE (St.)

HiMiV: 15.25.10.0003 | Latex-frei | PVC-frei

Volumen 950 ml (inkl. 10 Adapter)

H04001

8768545

10




Softima® Uro Silk

Versorgungsbeutel für die Urostomieversorgung

Bei einteiligen Versorgungssystemen sind Hautschutzplatte und Urostomiebeutel fest miteinander verbunden. Der Beutel ist mit einer Rückflusssperre und einem Auslasssystem ausgestattet. Urostomiebeutel werden bei entsprechender Füllmenge (max. die Hälfte des Beutelvolumens) entleert.

- Komplette urinresistenter Hautschutz im Flower-Design für optimale Anpassung
- Sicherer Sitz und zuverlässige Haftung
- Innovatives Auslasssystem
- Kein Schlauchabknicken durch 360° Drehung des Konnektors
- Enthält einen Konnektor pro Beutel



Softima® Uro Silk	Farbe	Lochgröße	REF	PZN	VE (St.)
Softima® Uro Silk	HiMiV: 29.26.03.2036	FB: 26.26.03.2	Latex-frei	PVC-frei	
	hautfarben	≈ 12–55 mm	43914	0607185	20
	transparent	≈ 12–55 mm	43913	0607179	20

Inkl. 20 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln



Softima® Uro Silk konvex	HiMiV: 29.26.03.3010	FB: 29.26.03.3	Latex-frei	PVC-frei	
	hautfarben	≈ 12–25 mm	43916	2922755	10
	hautfarben	≈ 12–35 mm	43919	2927095	10
	hautfarben	25 mm	43921	2946187	10
	hautfarben	30 mm	43923	2946193	10
	transparent	≈ 12–25 mm	43915	2924955	10
	transparent	≈ 12–35 mm	43917	2946023	10
	transparent	25 mm	43920	2946247	10
	transparent	30 mm	43922	2946253	10


Inkl. 10 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln



Softima® Uro

Einteilige Urostomiebeutel

- Versorgungsbeutel mit harnresistentem, flexiblem Hautschutzing und mikroporöser Klebefläche
- Rückflusssperre
- Innovatives Auslasssystem
- Rückseite mit weichem Schutzvlies
- Inkl. 20 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln



Softima® Uro	Farbe	Lochgröße	REF	PZN	VE (St.)
Softima® Uro	HiMiV: 29.26.03.2024	FB: 29.26.03.2	Latex-frei	PVC-frei	
	transparent	≈ 12–55 mm	43912	4128406	20
Inkl. 20 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln					




Almarys® Twin+ Basisplatten | Gürtel

Zweiteilige Systeme

Zweiteilige Systeme bestehen aus einer separaten Basisplatte und dazu passenden Versorgungsbeuteln. Die Beutel werden mithilfe eines Rastring- oder Klebesystems mit den Platten verbunden. Die Basisplatte kann mehrere Tage auf der Haut verbleiben, gewechselt wird nur der Beutel. Dies schont die Haut und ist einfach in der Handhabung.

- Maximale Sicherheit, Tragekomfort und Diskretion
- Einfache und zuverlässige Handhabung
- Optimale Anpassung durch Flower-Design



Die innovative Lockring 2-Sicherheitsverriegelung bietet doppelte Sicherheit:


- Der Versorgungsbeutel rastet hörbar durch ein „Klick“ auf der Basisplatte ein.
- Durch den Sicherheitsriegel der Basisplatte wird der Versorgungsbeutel mit einem zweiten „Klick“ zusätzlich gesichert.

Almarys® Twin+	Lochgröße bzw. Farbe	Ringgröße	REF	PZN	VE (St.)
Almarys® Twin+ Basis plan	HiMiV: 29.26.05.0101 FB: 29.26.05.0 Latex-frei PVC-frei				
	3 < 15–35 mm	40 mm	36240	2297211	10
	3 < 15–45 mm	50 mm	36250	2297228	10
	HiMiV: 29.26.05.1054 FB: 29.26.05.1 Latex-frei PVC-frei				
	3 < 15–55 mm	60 mm	36260	2297234	10
Almarys® Twin+ Basis konvex	HiMiV: 29.26.06.0042 FB: 29.26.06.0 Latex-frei PVC-frei				
	17 mm	40 mm	36342	2297004	5
	20 mm	40 mm	36343	2297091	5
	24 mm	50 mm	36351	2297116	5
	27 mm	50 mm	36352	2297122	5
	30 mm	50 mm	36353	2296789	5
	3 < 17–30 mm	50 mm	36355	2296795	5
Almarys® Twin+ Gürtel	HiMiV: 29.26.11.0021 FB: 29.26.11.0				
	weiß	–	5028	0433331	1
	▪ Elastisches Material ▪ In der Länge verstellbar 60–110 cm (ungedehnt) ▪ Passend für plane und konvexe Basisplatten				

Almarys® Twin+ Uro

Zweiteilige Versorgungsbeutel für Tag und Nacht

- Versorgungsbeutel mit Rückflusssperre
- Innovatives Auslasssystem
- Rückseite mit weichem Schutzvlies
- Inkl. 20 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln



Almarys® Twin+ Uro	Farbe	Ringgröße	REF	PZN	VE (St.)
Almarys® Twin+ Uro	HiMiV: 29.26.03.0029 FB: 29.26.03.0 Latex-frei PVC-frei				
	transparent	40 mm	37940	4128197	20
	transparent	50 mm	37950	4128205	20
	transparent	60 mm	37960	4128211	20
Inkl. 20 Konnektoren zur Verbindung mit Nachtbeuteln					



offen


geschlossen



Urimed® Klett

Die sichere Universalbefestigung für Sonden, Katheter, Schläuche und Drainagen

- Das atmungsaktive Pflaster haftet sicher, ohne die Haut zu reizen, und hinterlässt auch bei Langzeit-Fixierung und starker Transpiration keine Kleberückstände
- Eine Lagekorrektur ist durch Lösen der Klettverbindung mehrfach möglich



Urimed® Klett	Beschreibung	REF	PZN	VE (St.)
klein	HiMiV: 15.99.99.0001 Latex-frei PVC-frei			
	klein	28260	3501814	10
	klein Vorratspackung	282600	1466893	50




groß	HiMiV: 15.99.99.0001 Latex-frei PVC-frei			
	groß	28261	3501820	10
	groß Vorratspackung	282610	1466901	50



Urologisches Zubehör

Einfach und unersetzlich


Als Komplettanbieter für Urologie und Inkontinenzversorgung hat B. Braun alle relevanten Produkte im Programm, die für die tägliche Anwendung notwendig sind. So ist beispielsweise eine umfangreiche Auswahl an Adaptern und Verbindungsstücken erforderlich, um sichere Konnektionen zwischen unterschiedlichen Ansatzsystemen herzustellen und somit schnell und unkompliziert arbeiten zu können.



Stufenkegel	Beschreibung	REF	PZN	VE (St.)
mit Luer-Innenkegel				
	steril	4896610	3200490	100
mit Lock-Ansatz				
	steril weiblich	4896629	3400065	100
	steril männlich	4896637	3400071	100
Verbindungsstück	Beschreibung	REF	PZN	VE (St.)
Stufenkegel/Lock-Ansatz				
	steril weiblich Schlauch innen ø 5 mm Schlauchlänge 4 cm	4438450	3201242	100
Trichteransatz, Ch. 15/Lock-Ansatz				
	steril männlich Schlauch innen ø 3,5 mm Schlauchlänge 1,5 cm	4896645	7275390	50

Urologisches Zubehör

Einfach und unersetzlich



Verlängerungsleitung	Beschreibung	REF	PZN	VE (St.)
Lock-Ansatz/Trichteransatz, Ch. 16				



steril | männlich
Schlauch innen ø 3,5 mm
Schlauchlänge 15 cm

4438523

3390964

50

Stufenkegel/Trichteransatz, Ch. 18				
------------------------------------	--	--	--	--




steril
Schlauch innen ø 5 mm
Schlauchlänge 140 cm

4892496

3390970

50

Aufhängevorrichtung für Urinbeutel	Beschreibung	REF	PZN	VE (St.)
	HiMiV: 15.99.99.0009			



4490029

1932987

100



Standardkegel

Beschreibung

REF

PZN

VE (St.)

HiMiV: 15.99.99.0001 | Latex-frei | PVC-frei
 einzeln steril verpackt

4438477

4847578

25

- Mit Ablassventil und Silikonschlauch
- Problemloser Abfluss
- Einfache Einhandbedienung



Katheterstopfen

Beschreibung

REF

PZN

VE (St.)

HiMiV: 15.99.99.0001
 einzeln steril verpackt

4435001

3143898

50

Passend für alle gängigen Kathetergrößen



Prontosan® C

Lösung zur antimikrobiellen Reinigung von Kathetereintrittspforten

Prontosan® C kann bei Verwendung von allen handelsüblichen, transurethralen Kathetern eingesetzt werden:

- Dauerkatheter
 - Hydrophile Einmalkatheter
 - Einmalkatheter mit Gleitmittel
 - Standardkatheter ohne Beschichtung
- Gebrauchsfertig, praktisch und schnell zur Hand
 - Hervorragende Hautverträglichkeit
 - Schleimhäute trocknen nicht aus
 - Keine Irritationen, kein Brennen
 - Für den wiederholten und langfristigen Gebrauch



Prontosan® C	Beschreibung	Größe	REF	PZN	VE (St.)
	Sprühflasche	75 ml	400420	1038542	1
	Vorratsflasche	500 ml	400425	3556614	1



Zusammensetzung:

Aqua, Undecylenamidopropyl Betaine, Polyaminopropyl Biguanide (Polyhexanide).
8 Wochen nach Anbruch aufbrauchen.



Kompressen gut besprühen.



Mindestens 1 Minute einwirken lassen.
Anschließend kann der Katheter eingeführt werden.
Es muss nicht mit Wasser nachgespült werden.

Askina® Mullkompressen	Beschreibung	Größe	REF	PZN	VE (St.)
	8fach gelegt, steril	7,5 x 7,5 cm	9031111	6874438	5 x 2
	8fach gelegt, steril	7,5 x 7,5 cm	9031219	6874473	25 x 2



Aus Verbandsmull mit eingeschlagenen Schnittkanten
100% Baumwolle | 100% chlorfrei gebleicht
DIN 61630 - VM 17, Ph.Eur.

Softaskin® | Softa-Man® ViscoRub

Waschlotion | Händedesinfektionsmittel

Die tägliche Beanspruchung der Hände strapaziert die Haut, macht sie trocken und empfindlich.

B. Braun hat im Laufe der Jahre ein einfaches wie überzeugendes Konzept für die professionelle Händereinigung, Desinfektion und Pflege entwickelt und umgesetzt. Optimal aufeinander abgestimmte Produkte gewährleisten so auch im Dauergebrauch ein besonders hohes Maß an Hautverträglichkeit.



Softaskin®



Beschreibung

Besonders milde, allergiegetestete Waschlotion

	REF	PZN	VE (St.)
100 ml-Flasche	18611	8505610	1
500 ml-Spenderflasche	18613	8505627	1
1.000 ml-Spenderflasche	18615	8505633	1
5 Liter-Kanister	18617	7377848	1

Inhaltsstoffe:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Polyglyceryl-3-Caprate, Potassium Cocoyl Hydrolyzed Collagen, Phenoxyethanol, Urea, Lauramine Oxide, Allantoin, Citric Acid, Parfüm.

Softa-Man® ViscoRub



Beschreibung

Allergenarmes Händedesinfektionsmittel mit einzigartiger, gelähnlicher Konsistenz

	REF	PZN	VE (St.)
100 ml-Flasche	19158	1980466	1
500 ml-Spenderflasche	19159	1980561	1
1.000 ml-Spenderflasche	19160	1981075	1
5 Liter-Kanister	19161	1981158	1

Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** Ethanol (100%) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g; **Sonstige Bestandteile:** Gereinigtes Wasser, Butan-2-on, Glycerol, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), (Hexadecyl, octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat], Octyldodecanol (Ph. Eur.), Edetol, Acrylate (C10-30 Alkylacrylat-Crosspolymer), (+/-) alpha-Bisabolol. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 1-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile von Softa-Man® ViscoRub. **Nebenwirkungen:** Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich. **Warnhinweise:** Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. – Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 52,3 Gew.% Ethanol, 20,9 Gew.% 1-Propanol; 21°C Flammpunkt nach DIN 51 755. **Stand der Information:** 05/2007. **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen.

Uro-Tainer®

Gebrauchsfertige urologische Spüllösung

Uro-Tainer® – mit oder ohne Medikamentenzugang – besteht aus einem Beutel mit 100 ml steriler Lösung, einem biegsamen Schlauch mit einer Klemme sowie einem Universal-Verbinder. Das geschlossene System ermöglicht ein hygienisches Einführen und Auffangen der Lösung ohne zu öffnen bzw. Luftzufuhr.

- Hygienisch, da kein Kontakt mit der Lösung oder dem Harn erfolgt
- Unkomplizierte Handhabung, daher auch vom Patienten durchführbar
- Umbeutel ermöglicht eine problemlose Erwärmung der Lösung vor der Anwendung



Uro-Tainer® M



Beschreibung

Uro-Tainer® M | mit Medikamentenzugabestutzen | nicht apothekenpflichtig

NaCl 0,9 % B. Braun

Inhalt

100 ml

REF

FB 99853

PZN

3330028

VE (St.)

10

Uro-Tainer® „M“ mit separatem Port für die sichere Zugabe von Arzneimitteln

Indikation:

Trägerlösung für Medikamente (Zytostatika, Antibiotika), die mittels Blaseninstillation verabreicht werden

Uro-Tainer® Chlorhexidin**Wirkstoff:** Chlorhexidindiacetat

Zusammensetzung: 100 ml Lösung
 Blasenspüllösung enthalten: *Arzneilich wirksame Bestandteile:* Chlorhexidindiacetat 0,02 g, *Sonstige Bestandteile:* Sorbitol 5,00 g, Eisessig 98%, Natriumacetat-Trihydrat, Wasser für Injektionszwecke

Anwendungsgebiete: Uro-Tainer® Chlorhexidin ist geeignet zur Durchspülungstherapie der Blase bei Patienten mit Dauerkatheter zur unterstützenden Behandlung und Prophylaxe von Infekten

mit Chlorhexidin-empfindlichen Erregern.

Gegenanzeigen: Infektionen durch *Pseudomonas*, *Alcaligenes faecalis*, *Mycobacterium tuberculosis* und *Proteus mirabilis*, die auf Chlorhexidin nicht ansprechen. Bekannte Überempfindlichkeit gegen Chlorhexidin oder einen der sonstigen Bestandteile.

Nebenwirkungen: Leichte und vorübergehende Schmerzen oder Reizungen sowie das Gefühl von Strangurie oder Harnbrennen können gelegentlich auftreten. Gelegentlich können lokale

Nebenwirkungen, vor allem Schmerzen an der Harnblase auftreten. Es gibt vereinzelt Berichte über systemische Überempfindlichkeitsreaktionen auf Chlorhexidin bis hin zum Schweregrad III mit den Symptomen: Juckreiz, Hautreaktionen (Erythem, Urticaria, Quaddeln im Gesicht) Flush, Schweißausbrüche, Atemnot, Zyanose, Blutdruckabfall, Schock, Krämpfe.

Pharmazeutischer Unternehmer:

B. Braun Melsungen AG,
 34209 Melsungen

Stand der Information: Oktober 2010

Uro-Tainer®**Beschreibung**

Uro-Tainer® Chlorhexidin | mit Katheteranschluss | apothekenpflichtig

Beschreibung	Inhalt	REF	PZN	VE (St.)
Chlorhexidin Lösung 0,02 %	100 ml	9746200	3330034	10

Indikation:

Verminderung von Bakterienwachstum in der Harnblase.
 Insbesondere bei Kontaminationen von *E. Coli* und *Klebsiella*

Uro-Tainer® | mit Katheteranschluss | nicht apothekenpflichtig

Beschreibung	Inhalt	REF	PZN	VE (St.)
NaCl 0,9 % B. Braun	100 ml	FB 99833	3330011	10

Indikation:

Die Lösung wird für die mechanische Spülwirkung gebraucht:
 Beseitigung von Geweberesten und Blutgerinnsel

B. Braun StomaCare

Immer an Ihrer Seite

Die Diagnose Stoma ist ein Schicksalsschlag und meist mit einem langen Leidensweg oder einer schweren Erkrankung verbunden. In Deutschland geht man von rund 100 000 Menschen aus, die mit einem künstlichen Darmausgang leben.

Dennoch:

sanftere Operationsmethoden, eine kompetente Betreuung durch Ärzte und Stomatherapeuten und vor allem verlässliche, sichere Produkte ermöglichen es, mit einem künstlichen Darmausgang ein fast normales Leben zu führen.



Sicherheit – ein wichtiger Aspekt

Sowohl der sichere Halt wie auch die diskrete Form der Versorgung geben den Betroffenen ein Gefühl der Sicherheit und ermöglichen so die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. B. Braun bietet hierfür eine große Auswahl an Produkten, um die optimale Lösung zu finden.

Einfaches Handling – mehr Eigenständigkeit

Die Versorgung eines Stomas stellt für die Betroffenen eine große Herausforderung dar. Daher ist es wichtig, dass die Betroffenen die Versorgung ohne Schwierigkeiten erlernen können. B. Braun hat, basierend auf langer Erfahrung, die Systeme Softima®, Softima® Key und Almarys® Twin+ optimal auf die Bedürfnisse der Betroffenen abgestimmt.

Weitere Informationen

Gesamtkatalog StomaCare
Nr. 9998631
Anleitung Versorgungswechsel
Nr. 9991304
Ratgeber für Betroffene
Kolostomie Nr. 9991221
Ileostomie Nr. 9991203
Urostomie Nr. 9991205
Irrigation Nr. 9991202
CD Irrigation Nr. W91042

Fachwissen Website

www.stomacare.bbraun.de

Versorgung chronischer Wunden

Befreit von Wunden – B. Braun WoundCare

Wundheilungsstörungen stellen ein erhebliches medizinisches und wirtschaftliches Problem dar. Wenn normale Wundheilungsmechanismen durch verschiedenste Grunderkrankungen behindert werden, kann sich bereits nach einem Bagateltrauma eine schlecht heilende Wunde entwickeln.

Es gilt der Grundsatz: Diagnostik vor Therapie.

Feuchte Wundbehandlung

- Lindert Schmerzen
- Beschleunigt die Wundheilung



Nur eine saubere Wunde heilt!

Voraussetzung jeder Wundheilung ist die Sauberkeit der Wundoberfläche, des Wundrandes, sowie der Wundumgebung. Wundbeläge und Biofilm stören die Mikrozirkulation. B. Braun bietet mit der Prontosan® Reihe eine Wundspüllösung und ein Wundgel für eine effektive und schonende Wundreinigung.

Hydroaktive Wundauflagen

Hydroaktive Wundauflagen erzeugen ein physiologisches Wundmilieu, schaffen eine Keimbarriere, sind sanft und schmerzlos zu entfernen und sind verordnungsfähig. B. Braun bietet mit der Askina® Reihe hydroaktive Wundauflagen, individuell, phasengerecht, einfach und sicher.

Weitere Informationen

Gesamtkatalog WoundCare

Nr. 9993415

Erfolgreich therapieren –

Fallbeispiele aus der Wundversorgung

Nr. 9995783

Patientenratgeber Wundheilung

Hilfe für Betroffene und Angehörige

Nr. 9996817

Fachwissen Website

www.wundheilung.bbraun.de

Desinfektion & Hygiene

Grundlage Ihres Therapieerfolgs

Richtig eingesetzte Hygienemaßnahmen und ein sorgfältiges Hygieneregime tragen in hohem Maße zum Therapieerfolg bei. Insbesondere beim Umgang mit Kathetern ist ein funktionierendes Hygienemanagement von elementarer Bedeutung, das vor allen Dingen die korrekt durchgeführte Händehygiene berücksichtigen muss, aber auch die Bereiche Schleimhautantiseptik und Desinfektion von Konnektionsstellen umfasst.

B. Braun entwickelt, produziert und vertreibt seit Jahrzehnten hochwertige Produkte zur Umsetzung einer fachgerechten und professionellen Hygiene. Optimal aufeinander abgestimmte Produkte gewährleisten auch im Dauergebrauch ein besonders hohes Maß an Haut- und Materialverträglichkeit.



Die Hände sind das wichtigste „Werkzeug“ ... zugleich aber auch Infektionsquelle Nummer eins. Eine korrekt durchgeführte Händedesinfektion und medizinische Einmalhandschuhe schützen wirksam vor der Übertragung von Mikroorganismen und bilden eine sichere Barriere vor Krankheitserregern.



Fachwissen Website
www.hygiene.bbraun.de



Wir machen mit!
 „AKTION Saubere Hände“

Ernährung

Gut ernährt bei Inkontinenz

Mehr als 5 Mio. Menschen in Deutschland leiden an einer behandlungs- oder versorgungsbedürftigen Inkontinenz. Inkontinenz tritt in allen Altersstufen auf, nimmt jedoch im Alter stark zu: Etwa 15% der Frauen und 8% der Männer, die das fünfundsiebzehnte Lebensjahr überschritten haben, können davon betroffen sein.

Wenn Betroffene versuchen, durch Einschränkungen beim Essen oder Trinken die Inkontinenz zu beeinflussen, können sie leicht in einen Flüssigkeits- oder Nährstoffmangel geraten. Fehlende Flüssigkeit kann beispielsweise zu Hauttrockenheit und damit zu Wundheilungsstörungen führen. Fehlende Nährstoffe können unter anderem Obstipation, Organproblematiken oder allgemeine Antriebslosigkeit bewirken. Durch Multimorbiditäten sind ältere Personen hiervon häufiger betroffen als jüngere.



Für alle, die nicht mehr in der Lage sind, sich ausreichend zu ernähren, stehen heute verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Enterales oder parenterales Ernährung kann individuell auf die vorliegenden Bedürfnisse abgestimmt werden. Damit können der Ernährungszustand positiv beeinflusst, Schäden vermindert, die Lebensqualität erhöht und Behandlungskosten reduziert werden.

B. Braun unterstützt Sie bei der kompetenten und effektiven Ernährungstherapie. Wir bieten Ihnen mit Nutricomp®, ReNutrioner® und Nutriflex® das gesamte Spektrum der oralen, enteralen und parenteralen Ernährungsprodukte. Darüber hinaus teilen wir gerne unser Wissen mit Ihnen und stellen Ihnen ein praxisnahes Servicepaket zur Verfügung.

Services

Vorschläge zur Erstellung von Ernährungsregimen, Erhebungsbögen, Handlungsanleitungen, BIA-Messung, wissenschaftliche Unterstützung u.v.m.

Seminare und Fortbildungsangebote

Expertenstandard Ernährungsmanagement, Ernährungsbeauftragter in der Pflege, Praxiskurse für enterale und parenterale Ernährung

Fachwissen Website

www.ernaehrung.bb.braun.de

Hotline (0 56 61) 71-33 99

www.inkontinenz.bbraun.de

www.training.bbraun.de

B. Braun Melsungen AG | OPM | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen | Deutschland
Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | www.bbraun.de

B. 05.10.11/2 Nr. 9998594 Stand: 11/2011