



Maicell® – Zellstofftupfer

Produktbeschreibung <i>Product Description</i>	Gebrauchsfertige, vorgestanzte Zellstofftupfer aus Zellstoff DAB, hochgebleicht, 12-lagig, nur für den Einmalgebrauch bestimmt. <i>Ready for use, cellulose swabs with made of cellulose DAB, highly bleached, 12-ply, for singleuse only</i>																																	
Anwendung <i>Application</i>	Zur äußeren Wundbehandlung. Die Zellstofftupfer eignen sich z. B. zur Vorbereitung von einfachen Venenpunktionen zur Blutabnahme mit geringem Risiko. <i>For external wound treatment. The cellulose swabs are suitable, for example, for the preparation of simple venepunctures for blood sampling with low risk.</i>																																	
Ausführungen <i>Variants</i>	<p>Maicell® - Zellstofftupfer, unsteril</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i></th> <th>Größe/ <i>Size</i></th> <th>Inhalt/ <i>Content</i></th> <th>Artikelnummer/ <i>Article Number</i></th> <th>GTIN</th> <th>PZN</th> <th>VE/ <i>SU</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rolle</td> <td>4 cm × 5 cm</td> <td>2 Rollen/rolls/ à 500 Stk./pcs.</td> <td>272100</td> <td>4046153021260</td> <td>00119557</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maicell® - Zellstofftupfer, keimarm/low-germ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i></th> <th>Größe/ <i>Size</i></th> <th>Inhalt/ <i>Content</i></th> <th>Artikelnummer/ <i>Article Number</i></th> <th>GTIN</th> <th>PZN</th> <th>VE/ <i>SU</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rolle</td> <td>4 cm × 5 cm</td> <td>2 Rollen/rolls/ à 500 Stk./pcs.</td> <td>172105</td> <td>4046153021321</td> <td>02070861</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>						Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i>	Größe/ <i>Size</i>	Inhalt/ <i>Content</i>	Artikelnummer/ <i>Article Number</i>	GTIN	PZN	VE/ <i>SU</i>	Rolle	4 cm × 5 cm	2 Rollen/rolls/ à 500 Stk./pcs.	272100	4046153021260	00119557	16	Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i>	Größe/ <i>Size</i>	Inhalt/ <i>Content</i>	Artikelnummer/ <i>Article Number</i>	GTIN	PZN	VE/ <i>SU</i>	Rolle	4 cm × 5 cm	2 Rollen/rolls/ à 500 Stk./pcs.	172105	4046153021321	02070861	16
Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i>	Größe/ <i>Size</i>	Inhalt/ <i>Content</i>	Artikelnummer/ <i>Article Number</i>	GTIN	PZN	VE/ <i>SU</i>																												
Rolle	4 cm × 5 cm	2 Rollen/rolls/ à 500 Stk./pcs.	272100	4046153021260	00119557	16																												
Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i>	Größe/ <i>Size</i>	Inhalt/ <i>Content</i>	Artikelnummer/ <i>Article Number</i>	GTIN	PZN	VE/ <i>SU</i>																												
Rolle	4 cm × 5 cm	2 Rollen/rolls/ à 500 Stk./pcs.	172105	4046153021321	02070861	16																												
Qualitätssicherung <i>Quality Management</i>	DIN EN ISO 15223-1:2022 EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i> Medizinproduktklasse I <i>Medical Device Class I</i>																																	
Material <i>Material</i>	Zellstoff <i>Cellulose</i>																																	
Verwendbarkeit <i>Shelf Life</i>	5 Jahre <i>5 Years</i>																																	
Symbole <i>Symbols</i>	       																																	