



## MaiMed® – Tip Wattestäbchen

### Charakteristik

- Gebrauchsfertige Wattestäbchen
- Stab aus 100 % Holz
- Einseitiger Wattekopf aus 100 % Baumwolle
- Unsterile Wattestäbchen sind sterilisierbar

eClass: 34-21-09-05

### Anwendung

**Geeignet für den universellen Einsatz in allen medizinischen Bereichen, z. B. beim Auftragen von Salben, flüssigen Substanzen oder zur Reinigung. Sterilisierte Wattestäbchen eignen sich besonders für die Wundreinigung und Pflege, auch für den sterilen Einsatz im Labor.**



**UNSTERIL – mit kleinem Kopf zu 100 Stück lose in einem Folienbeutel verpackt**

Größe	Pack.-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
15 cm lang, Ø 4 mm	100 Stück	71010	4046153020461	00352012	100 ✓
23 cm lang, Ø 4 mm	100 Stück	71011	4046153020485	00823552	100 ✓

**UNSTERIL – mit großem Kopf zu 50 Stück lose in einem Folienbeutel verpackt**

Größe	Pack.-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
15 cm lang, Ø 10 mm	50 Stück	71030	4046153020560	04867322	20 ✓



## MaiMed® – Tip Classic Wattestäbchen

### Charakteristik

- Gebrauchsfertige Wattestäbchen
- Stab aus Polypropylen
- Kleine, beidseitige Watteköpfe aus 100 % Baumwolle
- Unsterile Wattestäbchen sind sterilisierbar

eClass: 34-21-09-05

### Anwendung

**Für die tägliche Kosmetik und Babypflege geeignet.**



**UNSTERIL – zu 200 Stück in einem Folienbeutel verpackt**

Größe	Pack.-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
Universalgröße	200 Stück	71040	4046153020621	02070938	50 ✓

☐ = Fabrikware (Ware kann auftragsbezogen produziert werden, ist allerdings nicht vorrätig).

✓ = Erstattungsfähige Artikel, Erstattungsfähigkeit kann von KV zu KV bzw. nach Fachrichtung variieren.