



MaiMed® – Pad steril, Saugkompressen

Produktbeschreibung <i>Product Description</i>	Gebrauchsfertige Saugkompressen aus Vliesstoff mit Zellulosekern, steril. <i>Ready for use absorbent pads, sterile, made of non-woven fabric with cellulose core, sterile.</i>						
Anwendung <i>Application</i>	Zur äußeren Wundversorgung stark sezernierender Wunden. <i>For external wound dressing of very secretory wounds.</i>						
Ausführungen <i>Variants</i>	Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
	Saugkomresse / Absorbent pad	10 cm × 10 cm	60 x 1 Stk./ pcs.	25400	4046153005420	02072848	10
	Saugkomresse / Absorbent pad	10 cm × 20 cm	30 x 1 Stk./ pcs.	25410	4046153005444	02072877	10
	Saugkomresse / Absorbent pad	20 cm × 20 cm	30 x 1 Stk./ pcs.	25430	4046153005482	02072914	6
	Saugkomresse / Absorbent pad	20 cm × 40 cm	25 x 1 Stk./ pcs.	25440	4046153005505	02072920	4
Qualitätssicherung <i>Quality Management</i>	EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i> Medizinproduktklasse Is <i>Medical Device Class Is</i>						
Material <i>Material</i>	Wundkontaktschicht: hydrophiler Spinnvliesstoff (Farbe: Weiß) <i>Wound contact layer: hydrophilic spunbonded fabric (colour: white)</i> Saugkern: Flockenzellstoff (Farbe: weiß) mit Zellstoffpapier umhüllt (Farbe: Weiß) <i>Absorbent core: fluff pulp (colour: white) covered with cellulose paper (colour: white)</i> Rückseite (wundabgewandte Seite): Spinnvlies (Farbe: Blau) <i>Back side (side facing away from the wound): Spunbond (colour: blue)</i>						
Verwendbarkeit <i>Shelf Life</i>	5 Jahre <i>5 Years</i>						
Sterilisationsmethode <i>Sterilisation Method</i>	Ethylenoxid (EO) <i>Ethylene-oxide (EO)</i>						
Symbole <i>Symbols</i>							