

# Drainage und Absaugen

## Pleurapunktion und -drainage Bestecke zur Pleurapunktion



### Pleurofix® Nr. 2

#### Bestecke zur Pleurapunktion

- Dünnwand-Punktionskanüle
  - Mit Kurzschliff 1,8 x 80 mm
  - Überleitungsschlauch mit Lock-Ansatz
- Omnifix® -Lock-Spritze, 50 ml (nutzbar bis 60 ml)
- Sekretbeutel, 2,0 l
  - Standardkegel
  - Überleitungsschlauch 90 cm
- Antirefluxventil

	Artikel-Nr.	Verkaufseinheit
Pleurofix® Nr. 2	4461037	25 ST
Sekretbeutel	4423208	100 ST
Aufhänggestell f. Sekretbeutel	4490029	100 ST