

Idealbinde / Idealbinde Color

Die Idealbinde nach DIN 61632.

Produkt

Die Idealbinde ist luftdurchlässig und absorbiert Flüssigkeiten. Sie ist mit einer Schlingkante versehen, hautfreundlich, sterilisierbar (Autoklav).

Die Idealbinde besteht aus 100 % Baumwolle. Nur die Verbandsklammern enthalten Naturkautschuklatex.

Anwendung

- Die Idealbinde eignet sich für
- feste, komprimierende Wundverbände bei Erst- und Folgeversorgung
  - das Anwickeln von Schienen, aufgeschnittenen Gipsen etc.
  - Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen, Luxationen etc.
  - die Nachbehandlung von Luxationen, Frakturen etc.

Anwendungsdauer: unter Berücksichtigung der empfohlenen Wechselintervalle einige Tage bis mehrere Wochen



Das krepptartige, elastische Gewebe sorgt für einen sicheren und dauerhaften Sitz des Verbandes.

**LATEX** Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.



Lieferformen

| Best.-Nr.                        | Abmessung   | Verp.-Einheit | PZN      |
|----------------------------------|-------------|---------------|----------|
| Idealbinde                       |             |               |          |
| Einzelbinde in Zellglas          |             |               |          |
| 0198400                          | 5 m x 6 cm  | 10/80         | 01868657 |
| 0198500                          | 5 m x 8 cm  | 10/60         | 01868663 |
| 0198600                          | 5 m x 10 cm | 10/50         | 01868686 |
| 0198700                          | 5 m x 12 cm | 10/40         | 01868692 |
| 0198800                          | 5 m x 15 cm | 5/30          | 01868700 |
| Einzelbinde lose im Karton       |             |               |          |
| 0195300                          | 5 m x 4 cm  | 10/80         | 04589194 |
| 0195400                          | 5 m x 6 cm  | 10/80         | 04589202 |
| 0195500                          | 5 m x 8 cm  | 10/80         | 04589219 |
| 0195600                          | 5 m x 10 cm | 10/80         | 04589225 |
| 0195700                          | 5 m x 12 cm | 10/80         | 04589231 |
| 0195800                          | 5 m x 15 cm | 6/60          | 04589248 |
| 0195900                          | 5 m x 20 cm | 6/60          | 04589254 |
| 0196000                          | 5 m x 30 cm | 6/60          | 04589260 |
| Idealbinde Color                 |             |               |          |
| blau, Einzelbinde in Zellglas    |             |               |          |
| 0924500                          | 5 m x 6 cm  | 10/80         | 00834969 |
| 0924600                          | 5 m x 8 cm  | 10/80         | 00835064 |
| blau, Einzelbinde lose im Karton |             |               |          |
| 0924800                          | 5 m x 6 cm  | 10/80         | 00835058 |
| 0924900                          | 5 m x 8 cm  | 10/80         | 00835070 |
| 0925100                          | 5 m x 10 cm | 10/80         | 00835093 |
| (Länge gedehnt)                  |             |               |          |



Uniflex® Ideal

Die dauerelastische Idealbinde.

Produkt

Uniflex® Ideal verbindet die Vorteile der Idealbinde mit der Qualität texturierter Polyamidfasern. Der Kunstfaseranteil verhindert eine Materialermüdung. Uniflex® Ideal ist in ihrer Handhabung, Wirkung und in ihren Eigenschaften eine vollwertige, dauerelastische Idealbinde, die eine Längsdehnung von ca. 75 % aufweist. Uniflex® Ideal ist sterilisierbar (Autoklav). Sie gewährleistet eine hohe Absorption von Flüssigkeit.

Uniflex® Ideal besteht zu 62 % aus Baumwolle und zu 38 % aus Polyamid.



Uniflex® Ideal hat ein luftdurchlässiges Gewebe und eignet sich für die Wiederranlage von Schienen- und Gipsverbänden.



Für fixierende und stützende Verbände.

Anwendung

- Uniflex® Ideal ist geeignet für
- feste, komprimierende Wundverbände
  - das Anwickeln von Schienen, aufgeschnittenen Gipsen etc.
  - Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen, Luxationen etc.
  - die Nachbehandlung von Luxationen, Frakturen etc.
  - komprimierende Verbände bei Erst- und Folgeversorgung
  - Salbenverbände

Anwendungsdauer: unter Berücksichtigung empfohlener Wechselintervalle einige Tage bis mehrere Wochen

**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

| Best.-Nr.                  | Abmessung   | Verp.-Einheit | PZN      |
|----------------------------|-------------|---------------|----------|
| Einzelbinde lose im Karton |             |               |          |
| 4552400                    | 5 m x 6 cm  | 10/80         | 03248433 |
| 4552500                    | 5 m x 8 cm  | 10/60         | 03248456 |
| 4552600                    | 5 m x 10 cm | 10/60         | 03248462 |
| 4552700                    | 5 m x 12 cm | 10/60         | 03248479 |
| 4552800                    | 5 m x 15 cm | 5/40          | 03248485 |
| 4552900                    | 5 m x 20 cm | 5/30          | 03248491 |
| (Länge gedehnt)            |             |               |          |