

Leukosan® SkinLink


Patentiertes Hautverschlusset – so sicher wie eine Hautnaht.

Produkt

Leukosan® SkinLink ist ein nicht-invasives 2-Komponenten-Hautverschlusset. Die patentierte Kombination eines Gewebeklebers mit selbstklebenden, perforierten Vliesstreifen ermöglicht eine zuverlässige Wundrandadaption und gewährleistet die Verankerung der Vliesstreifen auf der Haut für die Dauer der Wundheilung. Die Applikation ist einfach und schnell, ggf. ist die Wundrandadaption korrigierbar. Die Sekretdurchlässigkeit zwischen den Streifen bleibt trotz des Gewebeklebers erhalten.

Leukosan® SkinLink kombiniert die Vorteile eines atraumatischen Verschlusses mit der Festigkeit einer Hautnaht.

Leukosan® SkinLink besteht aus perforierten Vliesstreifen, beschichtet mit Acrylat-Polymer-Kleber, abgedeckt mit einer speziellen Dosierfolie und einem Cyanoacrylatkleber.



Verschließen,
verheilen,
vergessen.

Anwendung

- traumatische Wunden
- chirurgische Inzisionen bei glatten, sauberen und spannungsfreien Wundrändern

Anwendungsdauer: Leukosan® SkinLink verbleibt für die Dauer der Wundheilung auf der Haut (je nach Hautbeschaffenheit ca. 7 bis 15 Tage).

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Größe	Beschreibung	Verp.-Einheit	PZN
1 Faltschachtel mit 10 Peelbeuteln, steril				
7254200	60 mm x 7 mm	4 Streifen und 1 Ampulle	1/8	00832054
7254300	76 mm x 12 mm	6 Streifen und 1 Ampulle	1/8	00832060


Leukosan® StapleRemover

Ihr professionelles Instrument für die Klammerentfernung.

Produkt

Der Leukosan® StapleRemover ist ein steriler Klammerentferner zur schnellen Entfernung von Hautklammern. Er ist zur einmaligen Verwendung bestimmt und entfernt mittels seines Pinzetten-Mechanismus alle gängigen Hautklammern.

Der Leukosan® StapleRemover besteht aus 100% rostfreiem Edelstahl (AISI 301). Eine zügige Klammerentfernung gerade größerer Operationswunden gelingt mit dem Leukosan® StapleRemover.



Leukosan® StapleRemover zur schnellen Entfernung von Hautklammern.



Leukosan® StapleRemover ist ein Hautklammerentferner

Anwendung

- zur Entfernung aller gängigen Hautklammern

Anwendungsdauer: Leukosan® StapleRemover ist für die kurzfristige Anwendung auf intakter Haut und zur einmaligen Verwendung bestimmt.

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Beschreibung	Verp.-Einheit	PZN
1 Faltschachtel mit 10 Hautklammerentfernern			
7261500	Hautklammerentferner	1/4	04959811