

Produktinformation

AlproSept-HD




Händedesinfektion

Stand: 28.06.2016

Schnell wirksames, gebrauchsfertiges, alkoholisches Hände- und Hautdesinfektionsmittel nach RKI, besonders hautverträglich.

- schnelle und ausgeprägte Wirksamkeit auf Basis 2-Propanol
- zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion nach RKI
- VAH/ DGHM-zertifiziert

**Zusammensetzung**

100 g Lösung enthalten als arzneilich wirksamen Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g. Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser

Anwendungsgebiet

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hepatitis-B-Prophylaxe sowie Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße.

Haltbarkeit

3 Jahre

Verträglichkeit

Maximale Hautverträglichkeit, hergestellt ohne allergieauslösende oder allergieverdächtige Zusatzstoffe

Chemisch physikalische Daten

Aussehen: klare Lösung
Farbe: farblos
Dichte: 0,87 g / ml (20 °C)
Dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort lagern. Vor Hitze schützen.

Wirksamkeit/Zertifizierung

- Bakterizid inkl. TBC und MRSA
- Levurozid (Candida albicans)
- Virusinaktivierend: lipophile und hydrophile Viren (Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Influenza (inkl. H1N1, H5N1), Vaccinia) sowie Noroviren
- VAH/DGHM zertifiziert

Zulassungsnummer: 1599.98.99
PZN-Nummer: 5996211

ALPRO MEDICAL GMBH
Mooswiesenstraße 9
78112 St. Georgen

+49 7725 9392-0
+49 7725 9392-91

info@alpro-medical.de
www.alpro-medical.com

Anwendung

AlproSept-HD wird unverdünnt angewendet.

Zur hygienischen Händedesinfektion
3-5 ml AlproSept-HD 30 Sekunden in die Hände einreiben und feucht halten.

Zur chirurgischen Händedesinfektion je Hand
3-5 ml AlproSept-HD bis zu den Ellenbogen
3 Minuten lang einreiben und feucht halten.

Lieferformen

REF 3017 1 Ltr. Flasche
(für Wandspender)

Zubehör

REF 3519 Wandspender
(Eurospender)
für 500 ml u.1000 ml
Euroflaschen
Ersatzpumpe für
Wandspender

REF 4020

