

Infusionspumpen

Produkt		Maße [mm] B H T	Gewicht	Klassifikation*			Förderraten- Bereich [ml/h]	Bolusgabe [ml/h]	Förderraten- Genauigkeit	
				CF	defi-g.	SK				
Infusomat® Space Vol. Infusionspumpe		214 68 124	ca. 1,4 kg	●	●	II	0,01–1200,0	1–1.200	± 5%	
Perfusor® Space Spritzenpumpe		249 68 152	ca. 1,4 kg	●	●	II	0,01–999,9	1–1.800	± 2%	
Perfusor® compact S Spritzenpumpe		190 100 120	ca. 1,6 kg	●	●	II	0,01–200,0	1–1.200	± 2,5%	
Perfusor® compact Spritzenpumpe		190 100 120	ca. 1,5 kg	●	●	II	0,1–99,9	1–800	± 2,5%	
Curlin 6000 CMS Portable Infusionspumpe mit 5 Applikations- profilen		102 127 64	ca. 0,5 kg	●	●	II	0,1–400,0	60/90/125	± 6%	

	Funktionsspektrum								Sicherheitssystem								VE Stück	Artikel- Nummer	PZN
	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	8713050	7120569
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	8713030	7120552
	•	—	•	—	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	—	1	8714843	1354059
	•	—	—	—	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	—	1	8714827	0088733
	—	—	•	—	—	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	—	1	360-1100-DE	2736716
Spritzenauswahl konfigurierbar																			
Medikamentendatenbank																			
Automatische Förderratenberechnung																			
Dosiskalkulation																			
Standby-Modus																			
Netz- und Akkubetrieb																			
Akkukapazitäts-Anzeige																			
EDV gestützte Service Tools																			
Free-Flow-Sperre																			
Verschlusssalarndruck einstellbar																			
Bolusabbau																			
Data Lock																			
Personalruf																			
Diverse Voralarme/Alarmer																			
PDMS Anbindung																			