



# COMPRESSANA CALYPSO 140

ca. 15 – 18 mmHg **Stützklasse III** **forte** **140 den**

Strumpfhose und Strümpfe mit kräftiger Stützwirkung sorgen für sehr effektive Unterstützung der Venenfunktion und haben eine figurformende Wirkung. COMPRESSANA CALYPSO 140 bietet ein attraktives, glattes und gleichmäßiges Maschenbild sowie die Optik und den seidigen Glanz von hochwertigsten Feinstrümpfen.

- **feines elegantes Maschenbild – nahezu blickdicht**
- **passgenaue anatomische Form**
- **verstärkte Fußspitze und eingestrickte Ferse**
- **hohe Haltbarkeit**



| Produkt                                                                                                                                                   | Größe                 | Farbe                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  Strumpfhose mit Komfort-Hosenteil                                     | <b>I-VI</b><br>XS–XXL | sandel make-up silk sepia cafe-creme perle fumo schwarz nachtblau |
|  „Queensize“ Strumpfhose Höschen und Oberschenkel extraweit, verstärkt | <b>III Max VI Max</b> | silk <b>TIPP extraweit</b> schwarz                                |
|  „Stay-up“ Schenkelstrümpfe mit Spitzen-Haftband, halterlos            | <b>I-V</b><br>XS–XL   | sandel make-up silk sepia cafe-creme perle fumo schwarz nachtblau |
|  Kniestrümpfe mit Softbündchen*                                        | <b>I-VI</b><br>XS–XXL | sandel make-up silk sepia cafe-creme perle fumo schwarz nachtblau |
|  Peep-Toe Kniestrümpfe mit offener Fußspitze                           | <b>I-VI</b><br>XS–XXL | silk <b>TIPP bei Fußproblemen</b> schwarz                         |

Aktuelle Trendfarben erhältlich als Kniestrümpfe, Strumpfhosen und Schenkelstrümpfe in den Größen II/S – V/XL



## Größenübersicht Calypso 140

| Gr. | Konfektion |          | Schuhgrößen | Gewicht/kg | Figurtyp         |
|-----|------------|----------|-------------|------------|------------------|
| I   | XS         | 34–36    | 36–38       | ca. 43–52  | schmal – klein   |
| II  | S          | 36–38    | 37–39       | ca. 50–60  | schmal – normal  |
| III | M          | 40–42    | 39–40       | ca. 57–66  | normal           |
| IV  | L          | 42–44    | 40–42       | ca. 63–75  | normal – groß    |
| V   | XL         | 44–46    | 41–43       | ca. 73–90  | kräftig – normal |
| VI  | XXL        | 48–50/52 | 41–43       | > 80       | extra            |

## CALYPSO 140den Queensize

| Gr.            | Körpergröße: |
|----------------|--------------|
| <b>III Max</b> | 150–175 cm   |
| <b>VI Max</b>  | 170–190 cm   |

## Anzieh- und Pflegehinweise

Achten Sie beim Anziehen darauf, dass die Zehen nicht eingengt sind. Ziehen Sie gegebenenfalls die Fußspitze leicht nach vorne. Sorgfältige Pediküre verlängert die Lebensdauer Ihrer Strümpfe. Ringe und spitze Fingernägel können die feinen Maschen beschädigen. Gleiches gilt auch für defekte Schuhe.

Auch nach vielen Wäschen behalten **CALYPSO-Stützstrümpfe** ihr gutes Aussehen und ihre Wirkungskraft:

- **Handwäsche** mit COMPRESSANA CLEAN Feinwaschmittel in handwarmen Wasser. Gut ausspülen, nicht wringen!
- **Maschinenwäsche** mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang bis 40°C. Wir empfehlen die Verwendung des COMPRESSANA Wäschenetzes.
- **Trocknen:** im Handtuch rollen oder auf eine Leine hängen. Nicht auf der Heizung oder in der prallen Sonne trocknen! Nicht in den Trockner!

**Vor dem Tragen waschen • auf links waschen**  
**• keine Weichspüler verwenden**

