

Überzeugen Sie sich selbst ...

einfach mal aufkleben ...

spüren Sie den Unterschied in jeder Bewegung und natürlich auch beim rückstandslosen Entfernen?



Neue Beutelkontur für einen noch höheren Tragekomfort

Ist Ihr Softima® Active schon weg?
Fordern Sie einfach Ihr persönliches, kostenfreies
Produktmuster auf www.stomacare.bbraun.de oder
unter Hotline-Nr. (0 56 61) 71-62 64 bei uns an.

fühlen Sie mal ...

ist Softima® Active nicht unglaublich weich? Hören Sie ein Rascheln?

zur Verfügung gestellt von Gebrauchz.info

Stomaanlage	Softima® Active		Größe	Farbe	REF	PZN	VE					
Kolostomie		Kolo Plan	mini	≈ 15-45 mm	●	4610215DE	9061747	30 Stück				
			midi	≈ 15-50 mm	●	4610115DE	9061664	30 Stück				
				25 mm	●	4610125DE	9061670	30 Stück				
				30 mm	●	4610130DE	9061687	30 Stück				
				35 mm	●	4610135DE	9061693	30 Stück				
				40 mm	●	4610140DE	9061701	30 Stück				
				45 mm	●	4610145DE	9061718	30 Stück				
			≈ 15-50 mm	○	4611115DE	9061606	30 Stück					
			25 mm	○	4611125DE	9061612	30 Stück					
		Kolo Plan	maxi	30 mm	○	4611130DE	9061629	30 Stück				
				35 mm	○	4611135DE	9061635	30 Stück				
				40 mm	○	4611140DE	9061641	30 Stück				
				45 mm	○	4611145DE	9061658	30 Stück				
				≈ 15-80 mm	●	4610380DE	9061730	30 Stück				
				≈ 15-80 mm	○	4611380DE	9061724	30 Stück				
				Ileostomie		Roll'Up Ileostoma Plan	mini	≈ 15-45 mm	●	4620215DE	9061977	30 Stück
							midi	≈ 15-45 mm	○	4621215DE	9061983	30 Stück
								≈ 15-50 mm	●	4620115DE	9061859	30 Stück
25 mm	●	4620125DE	9061865					30 Stück				
30 mm	●	4620130DE	9061871					30 Stück				
35 mm	●	4620135DE	9061888					30 Stück				
40 mm	●	4620140DE	9061894					30 Stück				
≈ 15-50 mm	○	4621115DE	9061902					30 Stück				
25 mm	○	4621125DE	9061919					30 Stück				
Roll'Up Ileostoma Plan	H.F.	30 mm	○			4621130DE	9061925	30 Stück				
		35 mm	○			4621135DE	9061931	30 Stück				
		40 mm	○			4621140DE	9061948	30 Stück				
		≈ 15-80 mm	●			4620380DE	9061960	30 Stück				
		≈ 15-80 mm	○			4621380DE	9061954	30 Stück				
		≈ 15-80 mm	●			4630380DE	9062149	30 Stück				
		≈ 15-80 mm	○			4631380DE	9062132	30 Stück				
		Urostomie				Uro Plan	midi	≈ 15-50 mm	●	4640115DE	9062155	30 Stück
				18 mm	●			4640118DE	9062161	30 Stück		
21 mm	●			4640121DE	9062184			30 Stück				
24 mm	●			4640124DE	9062190			30 Stück				
≈ 15-50 mm	○			4641115DE	9062215			30 Stück				
18 mm	○			4641118DE	9062244			30 Stück				
21 mm	○			4641121DE	9062333			30 Stück				
24 mm	○			4641124DE	9062267			30 Stück				

Softima® Active ... Einfach für's Leben

extrem anpassungsfähig

Suchen Sie eine Stomaversorgung, die sich dem Menschen anpasst und nicht umgekehrt? Unser neues einteiliges System Softima® Active wird Sie begeistern. Softima® Active wurde für Stomaträger entwickelt, die Wert auf eine unauffällige, hautschonende Versorgung legen und keine Kompromisse in puncto Bewegungsfreiheit akzeptieren.

Dank der hohen Flexibilität passt sich die Softima® Active Basisplatte jeglicher Hautunebenheit an und folgt jeder Bewegung ...
 >>> perfekter, sicherer Sitz
 >>> auch bei Hernien, Narben oder Hautfalten

Die neue ultra-flexible Hautschutzformel SkinTech® im bewährten Flower Shape Design sitzt wie eine zweite Haut ...
 >>> sofortige, sichere Haftung
 >>> rückstandslose Entfernung
 >>> ausgezeichnete Hautschutz

Softima® Active ... Einfach für's Leben!

Softima® Active hat sich in einer dermatologischen Prüfung durch Dr. Mignard (IDEA, dermatology institute of Aquitaine, Martillac, Frankreich) gegenüber den anderen getesteten Beutelsystemen durchgesetzt: beste Ergebnisse bei allen Kriterien!

Untersuchte Kriterien: Hautirritation, Rötung, Feuchtigkeitsresistenz

effektive Filterleistung

Die neue Generation der Filtertechnologie macht die Entlüftung unserer Kolostomiebeutel noch effektiver:
 hohe Luftdurchlässigkeit
 >>> kein Aufblähen,
 bessere Filterleistung
 >>> Gerüche werden zuverlässig neutralisiert.



in 3 Beutelgrößen erhältlich

mini (~220 ml) >>> Kolostomie, Ileostomie
 midi (~460 ml) >>> Kolostomie, Ileostomie, Urostomie
 maxi (~600 ml) >>> Kolostomie, Ileostomie, High Flow

minimales Allergiepotential

Mit der SkinTech® Formel erzielt Softima® Active eine exzellente Hautverträglichkeit bei hervorragendem Hautschutz. Das Allergiepotential konnte im Vergleich zu anderen Materialkombinationen auf ein absolutes Minimum reduziert werden.


beste Wasserresistenz

Die neue, patentierte Zusammensetzung der Basisplatte (100% SIS) macht's möglich:
 Softima® Active hinterlässt keinerlei Rückstände auf der Haut. Auch bei sehr flüssigen Ausscheidungen bleibt die Basisplatte formstabil.



ultra-flexibler Hautschutz

Dank der neuen SkinTech® Formel ist die Basisplatte im Vergleich zu anderen Systemen um ein Vielfaches flexibler. Das erleichtert vor allem die Versorgung bei Hautunebenheiten oder Hernien, da sich die Basisplatte wie eine zweite Haut anschmiegt. Die Vorteile für den Stomaträger liegen auf der Hand: wesentlich höherer Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.



Produkt (Zusammensetzung)	Sofortige Haftung	Einfaches Entfernen	Keine Rückstände	Hautfreundlichkeit	Wasserresistenz	Flexibilität
Produkt A (PIB)	☆☆☆☆	★★★★	☆☆☆☆	★★★★	★★★★	★★★★
Produkt B (EVA)	☆☆☆☆	★★★★	☆☆☆☆	★★★★	★★★★	★★★★
Produkt C (SIS/PIB)	☆☆☆☆	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Softima® Active (100% SIS)	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★