

## **SUPRASORB P SAC PU 18X20.5**

### **SUPRASORB P PU-Schaumv.selbstkl.sacrum 18x20,5 cm**

PZN: 09442136

Inhalt: 4 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

#### **Zweckbestimmung**

Der SUPRASORB® P adhesive PU-Schaumverband kann für die Versorgung aller Wunden eingesetzt werden sofern sie mittel exsudierend und oberflächlich sind z. B. Ulcera oder Dekubiti.

#### **Zusammensetzung**

Der SUPRASORB® P adhesive PU-Schaumverband besteht aus: mikroporöse Polyurethan-Trägerschicht hautfarben gelochte Polyurethanfolie transparent Polyacrylatklebstoff Polyurethan-Schaumschicht Silikonpapier