

## Chrisofix® - Fingerschienen Anstaltspackung



### Beschreibung

60 Stück im Größenmix.

### Anwendungsgebiete

Zur Notfall- und Erstversorgung.

Für die Immobilisation der Finger und/oder Fingerspitzen.

### Eigenschaften

- Schnelle und einfache Anpassung an das Gelenk
- Bei Anschwellung nachzuformen
- Von Hand waschbar mit Seife, danach lufttrocknen

Art.nr.		Bezeichnung	Größe	Inhalt Koffer	PZN
320030		Fingerendgelenkschiene klein	S	10	9913742
320031		Fingerendgelenkschiene mittel	M	10	9913713
320032		Fingerendgelenkschiene groß	L	5	9913699
320000		Fingerschiene Kinder klein	XXS	5	9913877
320001		Fingerschiene Kinder groß	XS	5	9913860
320010		Fingerschiene klein	S	10	9913883
320011		Fingerschiene groß	L	10	9913854
320012		Fingerschiene extra groß	XL	5	9913848