



MaiMed® MyClean Universalspender

Produktbeschreibung

Universalspender aus Kunststoff für 500 ml und 1000 ml Flaschen.

Anwendung

Der Universalspender wird an der Wand montiert und kann sowohl mit Flüssigseifen als auch mit Desinfektionsmitteln oder Pflegelotionen verwendet werden. Die Bedienung erfolgt per Handhebel, je nach Zubehör. Das macht ihn ideal für stark frequentierte Bereiche, in denen Handhygiene eine wichtige Rolle spielt. Die robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Nutzungsdauer und eine einfache Handhabung im Alltag.

Ausführungen

MaiMed® MyClean Universalspender

Artikelbeschreibung	Größe	Artikelnummer	GTIN	PZN	VE
Universalspender	305 (bzw. Bügel 325) x 105 x 222 mm (HxBxT)	2040	4046153125364	11031570	1

Optionales Zubehör für den MaiMed® MyClean Universalspender

Artikelbeschreibung	Artikelnummer	GTIN	PZN
Tropfschale	2041	4046153123421	11125667
Wechsellpumpe	2043	4046153125388	-
Wandhalterung	2044	-	-

Qualitätssicherung

Produktsicherheitsverordnung

Symbole

