

Flocare® Bengmark Dünndarmsonde CH 10-145 cm

Die Flocare® Bengmark Dünndarmsonde ist eine transnasale Jejunalsonde aus Polyurethan, welche über eine spezielle Spirale (Bengmarkmemoryspirale) fixiert wird. Das Anlegen der Bengmarkspirale an die Darmwand ermöglicht, dass das Risiko eines Zurückwandern der Sonde in den Magen deutlich reduziert wird.

Produktmerkmale

- transnasale Jejunalsonde aus Polyurethan mit Bengmarkmemoryspirale zur intestinalen Fixierung
- voll röntgenkontrastgebend
- inkl. gleitmittelbeschichtetem Mandrin
- mit ENFit Konnektor -> inkompatibel mit Luer- und ENLock Anschlüssen



Einsatzgebiete/Indikationen

o bei gestörter Magenmotilität o bei Magenausgangsstenosen o zur frühen, postoperativen enteralen Ernährung o bei erhöhter Aspirations-/Refluxneigung (transnasal/perkutan)

Kontraindikationen

Speiseröhrenverletzung, paralytischer Ileus, Absorptionsversagen, generelle absolute Kontraindikationen gegen enterale Ernährung.

Verordnungsfähigkeit

erstattungsfähig

Anwendungshinweise

Einsatz: kurz- bis mittelfristig (bis zu 6 Wochen). Beginn der Nahrungsapplikation nach röntgenologischer Lagekontrolle. Verabreichung der Sondennahrung nur mit einer Ernährungspumpe zur Kontrolle der Flussrate.

Flocare® Bengmark Dünndarmsonde CH 10-145 cm

Bestellinformationen

Artikelname	EAN/GTIN	PZN	SKU/SAP Nummer	VPE
Flocare® Bengmark Dünndarmsonde CH 10-145 cm	8716900567032	11289707	94825	3 x 1 St.