

COAGUCHEK PT CONTROLS

COAGUCHEK PT Controls Lösung

PZN: 11311341

Inhalt: 1X4 St

Hersteller: Roche Diagnostics Deutschland GmbH

Zweckbestimmung

CoaguChek PT Controls werden für Systemprüfungen und Qualitätskontrollen der Prothrombinzeit mit dem CoaguChek Pro II Messgerät und den CoaguChek PT Teststreifen verwendet. CoaguChek PT Controls sind nur für den Gebrauch durch Fachpersonal vorgesehen.