

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – solution100 white

Produktbeschreibung Product Description	Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, weiß, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Rechts und links tragbar. <i>Single-use examination gloves made of nitrile, white, with textured fingertips, non-sterile, powder-free. Can be worn on the right and left.</i>																																																
Anwendung Application	Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, medizinischen Einrichtungen, Gebäudereinigung, Handwerk und Laboren. <i>Suitable for use in the food industry, medical facilities, building cleaning, trade and laboratories.</i>																																																
Ausführungen Variants	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th> <th>Größe/ Size</th> <th>Farbe/ Colour</th> <th>Inhalt/ Content</th> <th>Artikelnummer/ Article Number</th> <th>GTIN</th> <th>PZN</th> <th>VE/ SU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td> <td>XS</td> <td>weiß/ white</td> <td>○ 100 Stk./ pcs.</td> <td>76835</td> <td>4046153118779</td> <td>11864034</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td> <td>S</td> <td>weiß/ white</td> <td>○ 100 Stk./ pcs.</td> <td>76836</td> <td>4046153118793</td> <td>11864005</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td> <td>M</td> <td>weiß/ white</td> <td>○ 100 Stk./ pcs.</td> <td>76837</td> <td>4046153118816</td> <td>11864040</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td> <td>L</td> <td>weiß/ white</td> <td>○ 100 Stk./ pcs.</td> <td>76838</td> <td>4046153118830</td> <td>11864057</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td> <td>XL</td> <td>weiß/ white</td> <td>○ 100 Stk./ pcs.</td> <td>76839</td> <td>4046153118854</td> <td>11864063</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XS	weiß/ white	○ 100 Stk./ pcs.	76835	4046153118779	11864034	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	weiß/ white	○ 100 Stk./ pcs.	76836	4046153118793	11864005	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	weiß/ white	○ 100 Stk./ pcs.	76837	4046153118816	11864040	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	weiß/ white	○ 100 Stk./ pcs.	76838	4046153118830	11864057	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	weiß/ white	○ 100 Stk./ pcs.	76839	4046153118854	11864063	10
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU																																										
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XS	weiß/ white	○ 100 Stk./ pcs.	76835	4046153118779	11864034	10																																										
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	weiß/ white	○ 100 Stk./ pcs.	76836	4046153118793	11864005	10																																										
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	weiß/ white	○ 100 Stk./ pcs.	76837	4046153118816	11864040	10																																										
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	weiß/ white	○ 100 Stk./ pcs.	76838	4046153118830	11864057	10																																										
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	weiß/ white	○ 100 Stk./ pcs.	76839	4046153118854	11864063	10																																										
Qualitätssicherung Quality Management	EN 455-1, -2, -3, -4 EN ISO 374-1, -2, -4, -5 EN 16523-1:2015+A1:2018 DIN EN ISO 21420:2020 AQL 1.5 EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i> Medizinproduktklasse I <i>Medical Device Class I</i> Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III <i>Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III</i> Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen. <i>The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenzothiazole.</i> Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC). <i>The accelerators used for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).</i>																																																
Material Material	Nitril <i>Nitrile</i>																																																
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre 5 Years																																																

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – solution100 white

Physikalische Eigenschaften Physical Parameters

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm		
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger
XS	≥ 240	≤ 80	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
S	≥ 240	80 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
M	≥ 240	95 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
L	≥ 240	110 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
XL	≥ 240	≥ 110	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02

Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing	
Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
≥ 6 N	≥ 500%	≥ 6 N	≥ 400%

Symbole Symbols

