

ADAPTIC 7.6X20.3CM

ADAPTIC 7,6x20,3 cm feuchte Wundauflage

PZN: 12519285

Inhalt: 10 St

Hersteller: Kohlpharma GmbH

Zweckbestimmung

ADAPTIC* nichthaftende Wundauflage kann für alle Wundarten eingesetzt werden, bei denen ein atraumatischer Verbandwechsel angezeigt ist - schwach bis stark sezernierende Wunden. ADAPTIC* nichthaftende Wundauflage ist besonders indiziert bei: - Verbrennungen 1. und 2. Grades, - Ulcus cruris - Dekubitus - diabetischer Fuss - Abzessen und Ekzemen - Verbrühungen und Verätzungen - Nagelextraktion - Schürf- und Risswunden - sowie chirurgischen Nähten. - für Spender- und Empfängerstellen bei Hauttransplantationen

Zusammensetzung

Die Grundlage des Verbandes ist ein dreidimensionales feinmaschiges Gewirk aus Celluloseacetat (Viskoseseseide), getränkt mit einer Öl-in-Wasser-Emulsion. Die Emulsion besteht aus: - Vaselinum album (White Petrolatum gem. USPXXII) - Polysorbat 80 (Ph. Eur 1998) - Sorbitansesquioleat - Aqua purificata (Ph. Eur.)