

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Black LX grip



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product description:

Einmal-Untersuchungshandschuh aus dünnem Latex, schwarz, leicht texturiert, polymerinnenbeschichtet, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of thin latex, black, palm textured, polymer internal coating, non sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Haupt Einsatzgebiet:

Main application area:

Geeignet für den Einsatz in Hotel, Gastronomie, Catering, Friseur-, Tattoo- und Piercingstudios.

Suitable for the use in hotels, gastronomy, catering, hair salons, tattoo and piercing studios.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – Black LX grip, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Farbe / Colour	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Box/VE
Latexhandschuh / Latex gloves	S	schwarz / black ●	100 Stk./pcs.	74311	4046153123667	13427243	10
Latexhandschuh / Latex gloves	M	schwarz / black ●	100 Stk./pcs.	74312	4046153123681	13427266	10
Latexhandschuh / Latex gloves	L	schwarz / black ●	100 Stk./pcs.	74313	4046153123704	13427272	10
Latexhandschuh / Latex gloves	XL	schwarz / black ●	100 Stk./pcs.	74314	4046153123728	13427289	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN ISO 374 - 1, 2, 3, 4, 5; EN 420; CAT III; ASTM D6319

Verordnung (EU) 2016/425 / Regulation (EU) 2016/425; AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen / CE-Marking on each packaging level

CE-Klassifizierung: Klasse I / CE-Classification: Class I

Schutzhandschuh nach der Verordnung für persönliche Schutzausrüstung
(EN 2016/425) Kategorie III. /

Protective glove according to the regulation for personal protective equipment
(EN 2016/425) category III.

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe / Size	Länge / Length in mm	Breite / Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Ageing	
			Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
S	240	84 ± 5	0,09 ± 0,01	0,10 ± 0,02	0,13 ± 0,02	mind. 6 N	mind. 650 %
M	240	94 ± 3	0,09 ± 0,01	0,10 ± 0,02	0,13 ± 0,02	Nach Alterung / After Ageing	
L	240	105 ± 5	0,09 ± 0,01	0,10 ± 0,02	0,13 ± 0,02	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XL	240	113 ± 3	0,09 ± 0,01	0,10 ± 0,02	0,13 ± 0,02	mind. 6 N	mind. 500 %

Proteingehalt / Protein content: < 50,0 µg/g - Messmethode / Measurement method:
Lowry modifiziert (EN 455-3) / Lowry modified (EN 455-3)

Symbole:

Symbole:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de



MaiMed GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@maimed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100