

## **VENO3000CADCCL3BELKUO**

### **VENOSAN 3000 Cotton K3 AD kurz L beige o.Sp.**

PZN: 14421691

Inhalt: 2 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

#### **Zweckbestimmung**

Indikationen Varikose primär und sekundär, Varizen in der Schwangerschaft, die Sklerosierungstherapie unterstützend, nach venenchirurgischen Eingriffen, Thrombophlebitis (superfiziell) sowie Zustand nach abgeheilter Phlebitis, tiefe Beinvenenthrombose, Zustand nach Thrombose, Postthrombotisches Syndrom, Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten, CVI der Stadien I bis III nach Widmer bzw. C1S-C6 nach CEAP, Ulkusprävention, Leitveneninsuffizienz, Angiodysplasie, Lymphödeme, Ödeme in der Schwangerschaft, posttraumatische Ödeme, postoperative Ödeme, zyklisch idiopathische Ödeme, Lipödeme ab Stadium II, Stauungszustände infolge Immobilitäten (arthrogenes Stauungssyndrom, Paresen und Teilparesen der Extremität) Andere Indikationen: Zustand nach Verbrennungen, Narbenbehandlung Kontraindikationen Bei folgenden Krankheiten dürfen die medizinischen Kompressionsstrümpfe VENOSAN® nicht getragen werden. Absolut: - fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit - dekompenzierte Herzinsuffizienz - septische Phlebitis - Phlegmasia coerulea dolens Relativ: - ausgeprägte nässende Dermatosen - Unverträglichkeit auf Kompressionsstrumpfmateriale - schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität - fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. Diabetes mellitus) - primär chronische Polyarthrit

#### **Zusammensetzung**

Polyamid, Elastan, Baumwolle