

TRAINHALER CR U FLOTONE CR

TRAINHALER CR m.FloTone CR

PZN: 15568812

Inhalt: 1 St

Hersteller: MPV Medical GmbH

Zweckbestimmung

3 von 4 Patienten inhalieren falsch mit Ihrem Dosieraerosol. Jetzt nicht mehr! Um sowohl den korrekten inhalativen Flow, als auch den richtigen Zeitpunkt zum Auslösen des Sprühstoßes zu erlernen wurde der Trainhaler mit Flo-Tone CR Pfeife entwickelt. Flo-Tone CR ist die NEUE und verbesserte Version des Flo-Tones. Der Flo-Tone CR wurde sorgfältig entwickelt, um zusätzliche Funktionen zu erreichen. Zum einen ist er in der Lage, sich alle pMDIs anzupassen, und zum anderen stellt er sicher, dass die Pfeife bei allen pMDIs bei der gleichen Flussrate anspricht, unabhängig von ihrem individuellen Widerstand. Der Trainhaler ist einem Dosieraerosol nachempfunden, enthält jedoch keine Wirkstoffe und vernebelt auch nicht. Der Flo-Tone wird auf den Trainhaler aufgesetzt und ein Pfeifton zeigt an sobald der Patient in der richtigen Geschwindigkeit inhaliert und das Manöver ausgelöst werden kann. Innovation: Patienten können jetzt noch leichter angelernt werden: Mit der kostenlosen Trainhaler Buddy App! Die Trainhaler Buddy app in Kombination mit dem Trainhaler+FloTone CR erleichtert die Einweisung und lernt den Patienten optisch und spielerisch an das Atemmanöver korrekt auszuführen.