

# Flocare Mini Soft Button CH 14 / 2,3 cm

---

Der Flocare® MiniSoft Button ist eine sehr diskrete, transparente Austauschsonde aus Silikon für liegende, gastrale, perkutane Ernährungssonden.

## Produktmerkmale

- Im Set enthalten sind: 1 Button, 1 Sicherheitsverbinder (Standard 30cm), 2 Luer Spritzen (5ml), 2 Kompressen (5 x 5cm), 1 Gleitmittel.
- Weiches, flexibles Material (Silikon)
- Sehr kleine äußere Halteplatte
- Platzierung ohne erneute Gastroskopie durch vorhandenes Stoma
- Einfache Reinigung und Pflege von Stoma und Button
- Kosmetisch beste Lösung
- Verbesserte Bewegungsfreiheit des Patienten



---

## Kontraindikationen

Kein fertig ausgebildetes Stoma, generelle, absolute Kontraindikationen gegen enterale Ernährung

## Verordnungsfähigkeit

erstattungsfähig

---

## Anwendungshinweise

Einsatz: langfristig (absehbar länger als 2-3 Wochen). Einsetzen des Buttons über ein bestehendes, vollständig ausgebildetes Magenstoma (i.d.R. ca. 4-6 Wochen nach einer PEG-Anlage). Nur geeignet bei fertig ausgebildetem Stoma. Fixierung mit einem internen Rückhalteballon, der mit der unten empfohlenen Menge an sterilem Wasser befüllt wird: • CH 12 - 3 ml • CH 14 - 4 ml • CH 16 / 18 - 5 ml • CH 20 / 24 - 8 ml Ideal geeignet für mobile und behinderte Heimbewohner/Patienten (weniger Manipulationsmöglichkeiten), insbesondere bei Kindern (geringere Stigmatisierung, größtmögliche Bewegungsfreiheit).

---

# Flocare Mini Soft Button CH 14 / 2,3 cm

## Bestellinformationen

| Artikelname                                | EAN/GTIN      | PZN      | SKU/SAP Nummer | VPE   |
|--|---------------|----------|----------------|-------|
| Flocare Mini Soft Button<br>CH 14 / 2,3 cm | 8716900590641 | 16018982 | 152990         | 1 St. |