

Flocare Mini Soft Button CH 18 / 2,0 cm

Der Flocare® MiniSoft Button ist eine sehr diskrete, transparente Austauschsonde aus Silikon für liegende, gastrale, perkutane Ernährungssonden.

Produktmerkmale

- Im Set enthalten sind: 1 Button, 1 Sicherheitsverbinder (Standard 30cm), 2 Luer Spritzen (5ml), 2 Kompressen (5 x 5cm), 1 Gleitmittel.
- Weiches, flexibles Material (Silikon)
- Sehr kleine äußere Halteplatte
- Platzierung ohne erneute Gastroskopie durch vorhandenes Stoma
- Einfache Reinigung und Pflege von Stoma und Button
- Kosmetisch beste Lösung
- Verbesserte Bewegungsfreiheit des Patienten



Kontraindikationen

Kein fertig ausgebildetes Stoma, generelle, absolute Kontraindikationen gegen enterale Ernährung

Verordnungsfähigkeit

erstattungsfähig

Anwendungshinweise

Einsatz: langfristig (absehbar länger als 2-3 Wochen). Einsetzen des Buttons über ein bestehendes, vollständig ausgebildetes Magenstoma (i.d.R. ca. 4-6 Wochen nach einer PEG-Anlage). Nur geeignet bei fertig ausgebildetem Stoma. Fixierung mit einem internen Rückhalteballon, der mit der unten empfohlenen Menge an sterilem Wasser befüllt wird: • CH 12 - 3 ml • CH 14 - 4 ml • CH 16 / 18 - 5 ml • CH 20 / 24 - 8 ml Ideal geeignet für mobile und behinderte Heimbewohner/Patienten (weniger Manipulationsmöglichkeiten), insbesondere bei Kindern (geringere Stigmatisierung, größtmögliche Bewegungsfreiheit).

Flocare Mini Soft Button CH 18 / 2,0 cm

Bestellinformationen

Artikelname	EAN/GTIN	PZN	SKU/SAP Nummer	VPE
Flocare Mini Soft Button CH 18 / 2,0 cm	8716900590900	16019504	153087	1 St.