

# Flocare® Infinity™ Pack Set Überleitgerät ohne Tropfkammer

---

Das Flocare® Pack-Set Überleitgerät ohne Tropfkammer kann mit dem ENPlus Anstechdorn für alle vorgefüllten Sondennahrungsbeutel und Flocare® Container verwendet werden. Es besteht die Anschlussmöglichkeit an alle handelsüblichen Ernährungs sonden durch den ENFit-Konnektor. Inkompatibel mit Luer- und ENLock Sonden.

## Produktmerkmale

- mit ENPlus Anstechdorn für vorgefüllte Sondennahrungsbeutel und Flocare® Container
- ohne Tropfkammer
- mit Pumpsegment (Kassette) für die Infinity™ Ernährungspumpe
- Anschlussmöglichkeit an alle handelsüblichen Ernährungs sonden mit ENFit Konnektor -> inkompatibel mit Luer- und ENLock Sonden
- 3-Wege-Hahn zur Verabreichung von Medikamenten
- geeignet für ENFit Spritzen à inkompatibel mit Luer-Spritzen oder enteralen Dispensern
- Länge 2.300 mm

---

## Verordnungsfähigkeit

---

erstattungsfähig

## Anwendungshinweise

---

Überleitgeräte bis zu 24 Stunden benutzbar. Nur zusammen mit den Flocare® Infinity™(+) Ernährungspumpen verwendbar. Haltbarkeit: 36 Monate.

# Flocare® Infinity™ Pack Set Überleitgerät ohne Tropfkammer

---

## Bestellinformationen

| Artikelname  | EAN/GTIN      | PZN      | SKU/SAP Nummer | VPE    |
|--|---------------|----------|----------------|--------|
| Flocare® Infinity™ Pack Set Überleitgerät ohne Tropfkammer | 8716900564031 | 16332796 | 100103         | 30 St. |