

MICRODROP SP SILI MASKE M

MICRODROP SP Silikonmaske M

PZN: 16388213

Inhalt: 1 St

Hersteller: MPV Medical GmbH

Zweckbestimmung

Zur Verwendung mit dem MicroDrop Babywinkel transparent (PZN 00347703) und MicroDrop Babywinkel blau (PZN 16355863). Oder zum direkten Anschluss an den Vernebler (RF6, RF7 und RF8). Geeignet für Kinder von ab ca. 3 Jahren. Wenn der Kunde einen blauen Babywinkel hat (PZN 16355863), so verwenden Sie bitte ausschließlich die "MicroDrop Maske Silikon S" (PZN 16355892). Ein Infoblatt über die verschiedenen Masken - Winkel Kombinationen können Sie gerne bei uns anfordern: Tel: 089-7299 700-0.