

Flocare® Sicherheitsverbinder 60 cm

Der Flocare® Sicherheitsverbinder 60 cm dient zum Anschluss von enteralen Überleitsystemen und zur gastraln Dekompression beim Button. Dieser ist für ENFit Spritzen geeignet und daher inkompatibel mit Luer-Spritzen oder enteralen Dispensern.

Produktmerkmale

- zum Anschluss von enteralen Überleitsystemen und zur gastraln Dekompression beim Button
- mit ENFit-Ansatz inkl. Drehring zur leichten Dekonnektierung à inkompatibel mit Luer-Spritzen oder enteralen Dispensern
- mit rechtwinkligem Anschlussadapter für den Button
- mit Ritsch-Ratsch-Klemme zum Verschließen
- Länge 60cm



Verordnungsfähigkeit

Erstattungsfähig

Anwendungshinweise

Der Flocare® Sicherheitsverbinder kann bei optimaler Pflege und bei reiner Wassergabe maximal 7 Tage eingesetzt werden. Aus hygienischen Gründen und zur Sicherheit des Patienten empfehlen wir, den Flocare® Sicherheitsverbinder bei einer Verwendung über die reine Wassergabe hinaus (Medikamente, Nahrung etc.) nach 3 Tagen zu wechseln. Dieser ist zusammen mit den folgenden Buttons verwendbar: MIC-KEY® Button von Halyard Health*, MiniOne® Low Profile Ballon Button von AMT und Freka® Belly Button Comfort von Fresenius. Haltbarkeit: 60 Monate.

Flocare® Sicherheitsverbinder 60 cm

Bestellinformationen

Artikelname	EAN/GTIN	PZN	SKU/SAP Nummer	VPE
Flocare® Sicherheitsverbinder 60 cm	8716900591679	16485933	182967	5