

ADAPTIC TOUCH 7.6X11CM WUN

ADAPTIC Touch 7,6x11 cm nichthaft.Sil.Wundauflage

PZN: 16594792

Inhalt: 10 St

Hersteller: + Prisoma GmbH

Zweckbestimmung

ADAPTIC* nichthaftende Wundauflage kann für alle Wundarten eingesetzt werden, bei denen ein atraumatischer Verbandwechsel angezeigt ist - schwach bis stark sezernierende Wunden. ADAPTIC* nichthaftende Wundauflage ist besonders indiziert bei: Verbrennungen 1. und 2. Grades, Ulcus cruris, Dekubitus, diabetischer Fuss, Abszessen und Ekzemen, Verbrühungen und Verätzungen, Nagelextraktion, Schürf und Risswunden sowie chirurgischen Nähten. für Spender und Empfängerstellen bei Hauttransplantationen

Zusammensetzung

Die Grundlage des Verbandes ist ein dreidimensionales feinmaschiges Gewirk aus Celluloseacetat (Viskoseseseide), getränkt mit einer Ölin-Wasser-Emulsion. Die Emulsion besteht aus: Vaselineum album (White Petrolatum gem. USP XXII), Polysorbat 80 (Ph. Eur. 1998), Sorbitansesquioleat, Aqua purificata (Ph. Eur.).