

HYDROCOLL THIN WUNDV10X10

HYDROCOLL thin Wundverband 10x10 cm

PZN: 16595969

Inhalt: 10 St

Hersteller: + Prisoma GmbH

Zweckbestimmung

Der dünnere Hydrokolloid-Verband mit geringerer Saugkapazität findet bevorzugt in der Epithelisierungsphase Anwendung. Zur feuchten Wundbehandlung klinisch nicht infizierter, schwach bis mittelstark sezernierender Wunden, insbesondere bei Wunden mit schlechter Heilungstendenz und langwierigem Granulationsaufbau, z.B. bei Ulcus cruris oder Dekubitus; bei Verbrennungen 2. Grades; Hydrocoll sacral wird bei Dekubitalulzerationen im Sakralbereich, Hydrocoll concave an Ferse oder Ellenbogen eingesetzt.

Zusammensetzung

Hydrocoll Hydrokolloid-Verband Kaschiert mit einer semipermeablen, keim- und wasserdichten Polyurethan-Folie Selbsthaftend Saugstark Mit hydroaktiven Kolloiden, die überschüssiges, keimbelastetes Sekret aufnehmen und in eine Gelstruktur übergehen Ideal zur Schaffung eines feuchten Wundmilieus Verhindert die Austrocknung des Granulationsgewebes Fördert die Zellteilung Verklebt dank einer Gelschicht nicht mit der Wunde