

CUTIMED SORBACT TAM 2X50

CUTIMED Sorbact Tamponaden 2x50 cm

PZN: 17433996

Inhalt: 12 St

Hersteller: + Prisoma GmbH

Zweckbestimmung

Bakterienbindende Tamponade kann bei jeder Art von kontaminierten, kolonisierten oder infizierten Wunden unterschiedlichster Genese eingesetzt werden, wie z.B. bei: chronischen Wunden wie venösen, arteriellen und diabetischen Ulzera sowie Druckgeschwüren Wunden nach Exzision von Fisteln und kavitösen Abszessen post-operativen Wunddehiszenzen traumatischen Wunden
Anwendungsdauer: abhängig von der Indikation, max. drei Tage

Zusammensetzung

Bakterienbindende Tamponade