

PRODUKTBLATT



SENI CARE

AKTIVIERENDES KÖRPERGEL MIT GUARANA



I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Zur täglichen Hautaktivierung bei Menschen mit erhöhtem Dekubitusrisiko. Besonders empfohlen für die Massage von bettlägerigen Patienten.

- **es unterstützt die Vorbeugung von Druckgeschwüren**
- **entspannt und bringt Erleichterung**
- **schützt vor Reizungen**

Dank des natürlichen Guarana-Extrakts hat das Gel eine anregende und erfrischende Wirkung. Die Formel ist mit Allantoin und einem Lein-Biokomplex angereichert, der beruhigend und lindernd wirkt.

II. ANWENDUNG

Auf die gereinigte Körperhaut auftragen und einmassieren. 1–2-mal täglich als Ergänzung zur Pflege und zur Prophylaxe von Dekubitus anwenden. Kontakt mit den Schleimhäuten vermeiden. Bei Hautschäden nicht anwenden.

III. ZUSAMMENSETZUNG (INCI)

Aqua, Isopropyl Alcohol, Alcohol Denat., Propylene Glycol/ **Paullinia Cupana Fruit Extract**, **Linum Usitatissimum Seed Extract**, **Glycerin**, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, **PEG-40 Hydrogenated Castor Oil**, Allantoin, **Caffeine**, **Camphor**, **Bisabolol**, Parfum, Methylparaben, Trideceth-9, Sodium Hydroxide.

**Inhaltsstoffe pflanzlichen Ursprungs*

Das Produkt enthält keine Rohstoffe tierischen Ursprungs.

IV. LOGISTIKDATEN

Produkt	Aktivierendes Körpergel mit Guarana
Artikelnummer	SE-231-T200-22D
Inhalt (Einzelverpackung)	200 ml
Menge Einzelverpackung/ Karton	14
Menge Karton/Palette	168

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie sowie an den Ecken mit sog. Ecken aus Pappe geschützt.

V. LAGER- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN

Bei einer Temperatur von 8° C bis 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ≤65% aufbewahren. Die Produkte sollten vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Das Lager soll mit Lüftungsanlagen ausgestattet sein. Die Erzeugnisse, die bis auf eine Temperatur von 0oC gekühlt wurden, dürfen nicht direkt in Räume übertragen werden, die über 15°C geheizt werden.

VI. SICHERHEIT

Das Produkt ist kein Gefahrstoff.

Das Produkt entspricht den Anforderungen der VERORDNUNG (EG) Nr. 1223/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES Nr. 1223/2009 vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel und die Änderungsverordnungen.

Bei Augenkontakt: sofort mit Wasser ausspülen; bei anhaltender Augenreizung einen Arzt aufsuchen.

DERMATOLOGISCH GETESTET.

VII. SONSTIGES

Gemäß den Anforderungen erfolgt die Mülltrennung in spezielle Abfallbehälter:

- Tube mit Flip-Top-Verschluss – Kunststoff

pH bei Temp. 20°C: 5,8-6,4

Haltbarkeit: 24 Monate

erstellt:

Iwona Nowak

Spezialistin für Forschung und Entwicklung

genehmigt:

Jan Rosiński

Technologische Leitung TZMO S.A.

Genehmigung erteilt von:

Grazyna Kaszczyk

Koordinatorin des Bereiches Kosmetische Mittel, Abteilung Forschung und Entwicklung

Erstellungsdatum des Dokuments: 09.08.2024 (PL)