

## **CUTIMED SORB HYDBGE7X8.5**

### **CUTIMED Sorbact Hydroactive B Gel-V.7x8,5 cm haft.**

PZN: 18126807

Inhalt: 12 St

Hersteller: zelhealth GmbH

#### **Zweckbestimmung**

Geeignet für alle sauberen, kolonisierten, kontaminierten oder infizierten Wunden und wird bei schwach bis mäßig exsudierenden Wunden eingesetzt: chronische Wunden (z.B. venöse, arterielle oder diabetische Ulzera sowie Druckgeschwüre) postoperative Wunden und Wunddehiszenzen traumatische Wunden Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen, jedoch kontraindiziert für Wundhöhlen.

#### **Zusammensetzung**

Cutimed® Sorbact® Hydroactive B besteht aus einem Acetatgewebe mit einer bakterienbindenden Beschichtung, einer saugfähigen Hydropolymermatrix mit einem semipermeablen Abdeckfilm aus Polyurethan und einem Haftrand auf Hydrogel-Basis.