

Flocare® Infinity™ Flaschen/Pack Überleitgerät ohne Tropfkammer

Das Flocare® Flaschen/Pack-Set Überleitgerät ohne Tropfkammer kann mit dem ENPlus Anstechdorn für alle vorgefüllten Sondennahrungsbeutel und Flocare® Container verwendet werden. Das Überleitgerät kann zudem mit dem Flaschenadapter an Weithals-, Kronkorken- und Babyflaschen angeschlossen werden. Es besteht die Anschlussmöglichkeit an alle handelsüblichen Ernährungs sonden durch den ENFit-Konnektor. Inkompatibel mit Luer- und ENLock Sonden.

Produktmerkmale

- mit ENPlus Anstechdorn für vorgefüllte Sondennahrungsbeutel und Flocare® Container
- Anschlussmöglichkeit mit dem Flaschenadapter an Weithals-, Kronkorken-, Babyflaschen
- ohne Tropfkammer
- mit Pumpsegment (Kassette) für die Infinity™ Ernährungspumpe
- Anschlussmöglichkeit an alle handelsüblichen Ernährungs sonden mit ENFit Konnektor -> inkompatibel mit Luer- und ENLock Sonden
- 3-Wege-Hahn zur Verabreichung von Medikamenten
- geeignet für ENFit Spritzen à inkompatibel mit Luer-Spritzen oder enteralen Dispensern
- Länge 2.360 mm

Anwendungshinweise

Überleitgeräte bis zu 24 Stunden benutzbar. Nur zusammen mit den Flocare® Infinity™(+) Ernährungspumpen verwendbar. Haltbarkeit: 36 Monate.

Flocare® Infinity™ Flaschen/Pack Überleitgerät ohne Tropfkammer

Bestellinformationen

Artikelname	EAN/GTIN	PZN	SKU/SAP Nummer	VPE
Flocare® Infinity™ Flaschen/Pack Überleitgerät ohne Tropfkammer	8716900591716	18487468	188270	30 St.