

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Bettschutz

Produktbeschreibung Product Description	Waschbarer/wiederverwendbarer Matratzenschutz mit einem erhöhten Saugvolumen (Feuchtigkeitsspeicher ca. 3 Liter/m ²). Der Bettschutz mit innenliegender Nässesperre bietet einen hautfreundlichen und angenehmen Liegekomfort ohne Schwitzen. Bedarfsweise mit Seitenlaschen zur sicheren Befestigung unter der Matratze. <i>Washable/reusable mattress protector with increased suction volume (moisture storage approx. 3 litres/m²). The bed protection with internal moisture barrier offers skin-friendly and pleasant lying comfort without sweating. As needed with side flaps for secure attachment under the mattress.</i>																																												
Anwendung Application	Zum Schutz von Matratzen, Polster oder Kissen bei bettlägerigen Patienten. <i>For protection of mattress, cushion or pillow of bedridden patients.</i>																																												
Auszeichnungen Awards																																													
Ausführungen Variants	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th> <th>Größe/ Size</th> <th>Farbe/ Colour</th> <th>Inhalt/ Content</th> <th>Art.-Nr./ Art. No.</th> <th>GTIN</th> <th>PZN</th> <th>Hilfsmittel- nummer</th> <th>VE/ SU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waschbarer Bettschutz mit Seitenlaschen/ Washable bed protector with side flaps</td> <td>75 cm × 90 cm</td> <td>blau/ blue</td> <td>1 Stk./ pcs.</td> <td>76444</td> <td>4046153135806</td> <td>18229364</td> <td>51.40.01.4159 19.40.05.2106</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Waschbarer Bettschutz/ Washable bed protector</td> <td>85 cm × 90 cm</td> <td>blau/ blue</td> <td>1 Stk./ pcs.</td> <td>76445</td> <td>4046153136490</td> <td>18776480</td> <td>51.40.01.4160 19.40.05.2107</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Waschbarer Bettschutz mit Seitenlaschen/ Washable bed protector with side flaps</td> <td>85 cm × 90 cm</td> <td>blau/ blue</td> <td>1 Stk./ pcs.</td> <td>76446</td> <td>4046153139651</td> <td>19449033</td> <td>51.40.01.4161 19.40.05.2108</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>									Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Art.-Nr./ Art. No.	GTIN	PZN	Hilfsmittel- nummer	VE/ SU	Waschbarer Bettschutz mit Seitenlaschen/ Washable bed protector with side flaps	75 cm × 90 cm	blau/ blue	1 Stk./ pcs.	76444	4046153135806	18229364	51.40.01.4159 19.40.05.2106	10	Waschbarer Bettschutz/ Washable bed protector	85 cm × 90 cm	blau/ blue	1 Stk./ pcs.	76445	4046153136490	18776480	51.40.01.4160 19.40.05.2107	10	Waschbarer Bettschutz mit Seitenlaschen/ Washable bed protector with side flaps	85 cm × 90 cm	blau/ blue	1 Stk./ pcs.	76446	4046153139651	19449033	51.40.01.4161 19.40.05.2108	10
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Art.-Nr./ Art. No.	GTIN	PZN	Hilfsmittel- nummer	VE/ SU																																					
Waschbarer Bettschutz mit Seitenlaschen/ Washable bed protector with side flaps	75 cm × 90 cm	blau/ blue	1 Stk./ pcs.	76444	4046153135806	18229364	51.40.01.4159 19.40.05.2106	10																																					
Waschbarer Bettschutz/ Washable bed protector	85 cm × 90 cm	blau/ blue	1 Stk./ pcs.	76445	4046153136490	18776480	51.40.01.4160 19.40.05.2107	10																																					
Waschbarer Bettschutz mit Seitenlaschen/ Washable bed protector with side flaps	85 cm × 90 cm	blau/ blue	1 Stk./ pcs.	76446	4046153139651	19449033	51.40.01.4161 19.40.05.2108	10																																					
Qualitätssicherung Quality Management	EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i> Medizinproduktklasse I <i>Medical Device Class I</i>																																												
Material Material	Polyester, Baumwolle, Viskose, Polyurethanfolie <i>Polyester, Cotton, Viscose, Polyurethane-foilBänder: Vliesstoff</i>																																												
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre <i>5 Years</i>																																												
Symbole Symbols																																													

