

Shock 40M

LACTIBIANE

LACTIBIANE

Shock 40M

Dieses Produkt wurde den Kriterien der HQM-Charta (High Quality Microbiotic) gemäß entwickelt und garantiert eine rigorose Auswahl der mikrobiotischen Stämme und eine Herstellung, die hohen Qualitätsstandards entspricht.



Weitere Informationen durch Scannen des QR-Codes oder unter lactibiane.pileje.de



Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von 8 mikrobiotischen Stämmen. Dosierung 40 Milliarden Keime pro Kapsel

Nährwertanalyse

Durchschnittswerte	Für 2 Kapseln
Milchsäurebakterien	80 x 10 ⁹ KbE*

*Kolonienbildende Einheit



HERGESTELLT
IN FRANKREICH

PiLeJe Deutschland GmbH
Lindleystraße 8
60314 Frankfurt am Main



AUS DER
FORSCHUNG
PILEJE

Nettogewicht: 9g

Die 8 von Pileje ausgewählten mikrobiotischen Stämme in Lactibiane Shock 40M sind in der Collection Nationale de Cultures de Microorganismes (CNCM) registriert: *Bifidobacterium lactis* LA304, *Bifidobacterium bifidum* LA803, *Bifidobacterium lactis* LA804, *Bifidobacterium breve* LA805, *Lactobacillus acidophilus* LA201, *Lactobacillus rhamnosus* LA801, *Lactobacillus gasseri* LA806, *Lactobacillus acidophilus* LA807.

Inhaltsstoffe

Maisstärke, Milchsäurebakterien, Kapsel pflanzlicher Herkunft, Trennmittel: Fettsäuren.

Ohne Gluten, Farb- und Konservierungsstoffe

ALLEMAGNE	
Couleur	CMJN
Format	74 x 31 x 131 mm
Taille police	1,2 mm

LACTIBIANE

Shock 40M

8 MIKROBIOTISCHE STÄMME
DIE PRO KAPSEL MIT 40 MILLIARDEN
KEIMEN DOSIERT SIND

Bifidobacterium lactis LA304

Bifidobacterium bifidum LA803

Bifidobacterium lactis LA804

Bifidobacterium breve LA805

Lactobacillus acidophilus LA201

Lactobacillus rhamnosus LA801

Lactobacillus gasseri LA806

Lactobacillus acidophilus LA807



20 KAPSELN

PiLeJe
LABORATOIRE

Anwendungshinweise

Täglich 2 Kapseln mit einem großen Glas Wasser vor einer Mahlzeit einnehmen.

Vorsichtsmaßnahmen

Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Kühl und trocken lagern (4-22°C). Mindestens haltbar bis Ende / Chargen-Nr.: siehe Unterseite.

10LAC000066

RVO ALL