

CUTIMED 7X8.5 SORBAC HYD B

CUTIMED Sorbact Hydroactive B Gel-V.7x8,5 cm haft.

PZN: 19168759

Inhalt: 12 St

Hersteller: ApoHomeCare GmbH

Zweckbestimmung

Cutimed Sorbact Hydroactive B eignet sich für alle sauberen, kolonisierten, kontaminierten oder infizierten Wunden und wird bei schwach bis mäßig exsudierenden Wunden eingesetzt: ; chronische Wunden (z. B. venöse, arterielle oder diabetische Ulzera sowie Druckgeschwüre) ; postoperative Wunden und Wunddehiszenzen ; traumatische Wunden ; Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen, jedoch kontraindiziert für Wundhöhlen

Zusammensetzung

Cutimed Sorbact Hydroactive B besteht aus einem Acetatgewebe mit einer bakterienbindenden Beschichtung, einer saugfähigen Hydropolymermatrix mit einem semipermeablen Abdeckfilm aus Polyurethan und einem Hafttrand auf Hydrogel-Basis