

Das Silikongel aus der Produktserie Resolve® ist eine anwenderfreundliche Alternative zu klebenden Pflastern, um hypertrophen Narben vorzubeugen. Es eignet sich ebenso zur Behandlung älterer Narben, wenn diese z. B. verdickt, rot, hart oder faserig sind. Daneben zeigt es eine wachstumshemmende Wirkung bei Keloiden. Das Gel ist selbsttrocknend und bildet einen Okklusionsfilm, der das Narbengewebe mit Feuchtigkeit versorgt. Regelmäßig angewendet, mildert es Juckreiz, vermindert Rötungen und lindert das unangenehme Spannungsgefühl. Für eine Besserung des Narbenbildes – auch bei Akne – wird empfohlen, die betroffene Hautpartie bis zu 4-mal täglich über eine Dauer von mindestens 2 Monaten zu behandeln.

- Silikongel zur Vermeidung und Reduktion hypertropher Narben
- einfach in der Anwendung
- kein zusätzlicher Verband zum Schutz der Kleidung notwendig

Bestandteile: Wasser, Silikone, Vitamin E

Farbe: transparent

Eigenschaften: semiokklusiv, Feuchtigkeit spendend, selbsttrocknend