

# PRODUKTBLATT



## SENI CARE SCHUTZSERVIETTEN



### I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Einweg-Schutzservietten Seni Care werden zum Schutz der Kleidung während der Nahrungsaufnahme und bei hygienischen Maßnahmen empfohlen. Sie verfügen über eine Schutztasche, die umgestülpt werden muss.

### II. ZUSAMMENSETZUNG

Laminat (Seidenpapier PP + Folie PE + Klebstoff).

### III. LOGISTIKDATEN

<b>Produkt</b>	Schutzservietten
<b>Artikelnummer</b>	SE-981-S100-Z01
<b>Maße des einzelnen Tuchs</b>	600±10mm x 400±10mm
<b>Stück in Verpackung</b>	100
<b>Menge Verpackung/ Karton</b>	4
<b>Menge Karton/Palette</b>	54

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie sowie von unten und oben mit einer Folienhaube geschützt.

### IV. LAGER- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN

Die Schutzservietten sollten in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit unter 70% gelagert werden. Die Verpackung muss intakt bleiben und in Stretchfolie eingewickelt werden, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

### V. SONSTIGES

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.

Haltbarkeit: **60 Monate**

**erstellt von:**  
Aleksandra Oryszczak, TZMO SA

**genehmigt von:**  
Jan Rosinski TZMO SA

Erstellungsdatum des Dokuments: 11.09.2025 (PL)