

## **SUPRASORB P S T N-B 9X10CM**

### **SUPRASORB P sensitive tracheo non-bor.9x10cm**

PZN: 19768643

Inhalt: 10 St

Hersteller: 1001 Artikel Medical GmbH

#### **Zweckbestimmung**

Der Suprasorb ® P sensitive Silikon-Schaumverband kann zur Behandlung aller Wunden eingesetzt werden, vorausgesetzt es handelt sich um: mittel bis stark exsudierende (border, heel, sacrum, multisite) , mittel exsudierende (non-border), schwach bis mittel exsudierende (border lite), oberflächliche bis tiefe\* Wunden . Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenen/nekrotischen Wunden angewendet werden. \*Bei tiefen Wunden gegebenenfalls einen Wundverband entsprechend der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Verbandes applizieren.

#### **Zusammensetzung**

1 g Verband enthält: Polyurethanschaum, Silicone