

KLINIDERM FO S BF7.5X7.5 S

KLINIDERM foam silicone Bord.flex.7,5x7,5cm ste.

PZN: 19868988

Inhalt: 5 St

Hersteller: Mediq Deutschland GmbH

Zweckbestimmung

Kliniderm Schaumstoff-Silikonrandverbände sind für mäßig bis stark exsudierende chronische und akute Wunden indiziert und können während des gesamten Heilungsprozesses bei den folgenden Wunden verwendet werden: - Druckgeschwüre - diabetische Fußgeschwüre - venöse Beingeschwüre - Risswunden - Schürfwunden - Hautrisse - Entnahmestellen - postoperative Wunden - oberflächliche und partielle Verbrennungen. Kliniderm Foam Silicone border flexible Verbände sind für die Verwendung unter Kompressionsverbänden geeignet.

Zusammensetzung

Kliniderm Schaumsilikon-Randverbände bestehen aus mehreren Schichten von der oberen (äußeren) bis zur unteren (Wundkontakt) Schicht; - Polyethylen/Polyurethan-Folie;- superabsorbierende Polyacrylsäure-Fasern; - PET-Faser + Viskose-Vliesstoff - Polyurethanschaum - Silikongelschicht (Polydimethylsiloxan + Acrylkleber) - Polyethylen-Trennfolie