

KLINIDERM FO S BO FL 10X30

KLINIDERM foam silicone Bord.flex.10x30cm steril

PZN: 19868994

Inhalt: 5 St

Hersteller: Mediq Deutschland GmbH

Zweckbestimmung

Kliniderm Schaumstoff-Silikonrandverbände sind für mäßig bis stark exsudierende chronische und akute Wunden indiziert und können während des gesamten Heilungsprozesses bei den folgenden Wunden verwendet werden: - Druckgeschwüre - diabetische Fußgeschwüre - venöse Beingeschwüre - Risswunden - Schürfwunden - Hautrisse - Entnahmestellen - postoperative Wunden - oberflächliche und partielle Verbrennungen -Kliniderm Foam Silicone border flexible Verbände sind für die Verwendung unter Kompressionsverbänden geeignet.

Zusammensetzung

Kliniderm Schaumsilikon-Randverbände bestehen aus mehreren Schichten von der oberen (äußeren) bis zur unteren (Wundkontakt) Schicht; - Polyethylen/Polyurethan-Folie - superabsorbierende Polyacrylsäure-Fasern - PET-Faser + Viskose-Vliesstoff - Polyurethanschaum - Silikongelschicht (Polydimethylsiloxan + Acrylkleber) - Polyethylen-Trennfolie